



INGENIERIA DE SERVICIO

Calle 12-A Mz.1, Lt. 5 Piso 2, Col. Belisario Dominguez,
Tlalpan, C.P. 14310, CDMX. Tel: 55 5485-6350, 55 5485-6351, 55 5485-6352
Correo: servicio@eqmedico.com

ORDEN DE SERVICIO No. **11459**
FECHA: **3 de Diciembre de 2024**

INSTITUCIÓN: **IMSS Hospital General Regional #1**
DIRECCIÓN: **Carretera 16001, Rio Tijuana 3a. Etapa, Rio Tijuana 22226 B.C.**

DATOS DEL EQUIPO / INSTRUMENTO
MARCA: **Styker** ÁREA / SERVICIO: **Ceye**
MODELO: **Cineo Cinematoma** UBICACIÓN: **2da. Etapa**
No. DE INVENTARIO: **20210005300** No. DE SERIE: **23500944**

CONCEPTO DE LA ORDEN:
Mantenimiento preventivo a cinematoma
electro contacto BIN21093

MATERIAL Y/O REFACCIONES:

No. DE PARTE	DESCRIPCION

HERRAMIENTA

Kit de limpieza
Kit de lubricación

HORA DE INICIO DEL SERVICIO: **9:11**

HORA DE FINALIZACIÓN: **11:20**

DESARROLLO DEL SERVICIO:

Se realiza el servicio mantenimiento preventivo a la cinematoma electora de la marca Styker modelo cineo; el cual consiste en limpieza, lubricación de acuerdo al fabricante, chequeo funcionamiento con consumibles y de exactitud sobre pines para y consolas y conexiones las equipos son:

Consola NIS 2235009449, check rodetes de velocidad NIS 2128006573 y protecto de disco madre F1300R NIS 2222619835
Inserto angulado 14cm NIS 2135611092, inserto recto 12cm NIS 2007826573, inserto recto 14cm 2128 403103
Sierra de corte NIS 1933072753, Sierra sagital NIS 1933899963, Sierra NIS 1933899963, Sierra NIS 2400173 y pedal NIS 2013405633. Estos equipos se dejan trabajando correctamente.

Nota: Protector F1300R ya tiene impacto de falla y que no se ha adquirido para reemplazarlo. Nota: Inserto angulado recto y rodetes durado 13F106.

REALIZADO POR: **Arturo Gutierrez Vidal**

FIRMA: **[Firma]** FECHA: **3-Dic-24**

RECIBIDO POR: **ERIKA NOTENI SANCHEZ GONZALEZ**

FIRMA: **[Firma]** FECHA: **3-Dic-2024**

Se garantiza el funcionamiento por los 30 días siguientes a la fecha de entrega.