

Corporativo MS Sistemas Médicos, S.A. de C.V.

Orden de Servicio No.: 35209

Fecha: 28/05/24

CLIENTE

Unidad Hospitalaria:

IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1, TIJUANA

Equipo: DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO

Serie: 130980002533

Marca: SCHILLER

Inventario:

Modelo: DEFIGARD HD-7

Ubicación: AICO C

☐ Mantenimiento Correctivo ☒ Mantenimiento Preventivo ☐ Instalación ☐ Desinstalación ☐ Garantía ☐ Otro:

SERVICIO REALIZADO

**PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REALIZADO POR INGENIERO ESPECIALIZADO**

VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

- ☒ PERILLAS DE SELECCIÓN.
- ☒ PANEL DE CONTROL.
- ☒ PALETAS, CONECTOR Y CABLE.
- ☒ DISPLAY.
- ☒ INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.
- ☒ IMPRESORA.
- ☒ CARCASA.
- ☒ CIRCUITO DE DESCARGA INTERNA.
- ☒ SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES.
- ☒ REVISIÓN DEL MÓDULO DE ECG.
- ☒ VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA.
- ☒ LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONSUMIBLES DEL EQUIPO.
- ☒ LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS MÓVILES.
- ☒ EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.
- ☒ VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA ENTREGADA POR EL EQUIPO.
- ☒ PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
- ☒ PRUEBA DE DESCARGA SINCRONIZADA UTILIZANDO EQUIPO DE MEDICIÓN PARA PRUEBA DE DESCARGA.
- ☒ REALIZAR 6 DISPAROS CONSECUTIVOS Y VERIFICAR TIEMPO DE CARGA $\leq$ 15 SEG. EN CADA UNO DE ELLOS.
- ☒ SEÑAL DE PRUEBA DE ECG.
- ☒ MEDICIÓN DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA, INDICACIONES VISUALES DE BATERÍA (CC, BATERÍA DESCARGADA, BATERÍA LLEN).



Equipo funciona: Sí ☒ No ☐

FIRMAS

Ingeniero especialista

Diema Noemi Quintanilla
Nombre y Firma

Usuario y/o Responsable del Servicio

[Firma]
Nombre y Firma
Recibe de conformidad

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Nombre y Firma
Recibe de conformidad

RFC: CMS-100107-GI3

Lago Alberto 442, Torre B # 601 Anáhuac I Sección C.P. 11320, Ciudad de México, Alcaldía Miguel Hidalgo.
Tel: +52 (55) 5119-5447 y 6725-0785 servicio@kezelmedica.com www.kezelmedica.com