

72003000

CONS:

FECHA 15/05/2025		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO		PREDICTIVO	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA		REFACCIÓN	
TEL: 6646270963				ASESORÍA:		DIAGNÓSTICO	
CONTRATO NO. 050GYR040T00324-011- COTIZACIÓN: N/A				CAPACITACIÓN:			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES:		EN SITIO:	
REPORTO FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A				ACCESORIOS:		EMPRESA:	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: LAMPARA DE FOTOTERAPIA		MARCA: BHELIUS		MODELO: ACTEA		NO. SERIE: AC 14-492	
NO. INVENTARIO: NA		SOFTWARE: NA		UBICACIÓN FÍSICA: Cuernavaca			
HORAS DE USO EQUIPO: 00035		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:			
HORAS DE USO TURBINA: NA				Neonatal			
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:						NO. DE INVENTARIO:	
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL DE CONTROL, VERIFICACIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA CON ANALIZADOR EXTERNO, VERIFICACIÓN DE MODALIDAD DE LUZ DE EXPLORACIÓN, VERIFICACIÓN DE BASE ROSABLE Y SOPORTE DE LA LÁMPARA, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: HCB NOPA-185529063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		FUNCIONANDO AL 100%		FUERA DE SERVICIO		NO SE REALIZA SERVICIO	
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:				FIRMA:			
FIRMA:				FIRMA:			
NOMBRE COMPLETO: Peta Ayundru Vazquez Piedra				NOMBRE COMPLETO:			
PUESTO: Dra. Claudia C. Osuna Sanchez				PUESTO:			
NO. DE MATRÍCULA: 11443296				NO. DE MATRÍCULA:			
FECHA: 15/05/2025				FECHA:			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFE DE BIOMÉDICA			

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

**RUTINA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
CONTRATO 050GYR040T00324-011-00

FECHA: _____

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO: 72003000

LÁMPARA PARA FOTOTERAPIA
MODELO BHELIUS ACTEA

NÚMERO DE SERIE: AC14-492

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		REALIZO	
		v/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:		
	CABLE, CONECTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA	/	
	CABLE DE ALIMENTACIÓN	/	
	CUBIERTAS PLÁSTICAS	/	
	SUPERFICIE DEL TECLADO	/	
	CUBIERTA DE LOS LEDS	/	
2.	VERIFICACIÓN DE SOPORTE *		
	CONSERVACIÓN HGR NO. 1	/	
	POSICIÓN AJUSTABLE DE INCLINACIÓN	/	
	MECANISMO DE UNIÓN DEL SOPORTE Y LA FOTOLÁMPARA	/	
	POSICIONES	/	
	RUEDAS	/	
3.	VERIFICACIÓN DE FOTOLÁMPARA:		
	TECLAS	/	
	PANTALLA LCD	/	
	VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO	/	
	INTENSIDAD (40 uW/cm2.nm ± 10 % A 60CM DE DISTANCIA)	/	
	LUZ DE EXAMINACIÓN	/	
4.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA	/	
5.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	/	
		v/x	
	CORRIENTE DE FUGAS	/	0.1 uA
	VOLTAJE DE LÍNEA	/	122 V
	RESISTENCIA A TIERRA	/	0.38 Ω
6.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL	/	

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCIÓN NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES: _____

Ing. Dayan Morales Valencia
REALIZÓ EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Ing. Javier Zamora Villalobos
JEFE DE CONSERVACIÓN
Hospital General Regional N. 1
MSS
Mat. 99020041

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AC14-492

O.S.:

72003000

CONTRAT

050GYR040T00324-011-

O:

00

FOTO NO. SERIE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
15 MAY 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



FOTO DURANTE



SELO UNIDAD MEDICA:

**CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.**

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
IMSS
Mar 99021041