

72003382

CONS: 771

FECHA: 07-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83917
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO:	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		CAPACITACIÓN: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		SUMINISTROS DE: ☐	
CARGO: SUJEJO DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐	
REPORTÓ FALLA: N/A		ACCESORIOS: ☐	
FALLA REPORTADA: N/A		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: ☐		EN SITIO: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		EMPRESA: ☐	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: DESFIBRILADOR	MARCA: NIHON KOHDEN	MODELO: TEC-5531E	NO. SERIE: 694
NO. INVENTARIO: 201100015826	SOFTWARE: 01-21	UBICACIÓN FÍSICA: Quimioterapia	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, 5529063; PA, 00140, Número de Serie Real del Equipo: 00694.			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA: Enfirm. Jefe de Piso Mat. 99262024	FIRMA:	FIRMA:
07-07-25	Enfirm. Jefe de Piso Mat. 99262024	Carlos Oswaldo Ramírez González	
NOMBRE COMPLETO: Danian Monarez Valencia	NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA: H.G.R. No. 1	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:
FECHA: 07-07-25	FECHA: 07-07-25	FECHA:	FECHA:
USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA
REALIZÓ EL SERVICIO	07-07-25	07-07-25	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72003382

DESFIBRILADOR

MODELO: TEC-5531E

NUMERO DE SERIE:

694

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
			✓/x	
1.	APARIENCIA FISICA DEL EQUIPO			
	El desfibrilador no está sucio.		/	
	El desfibrilador no está agrietado o dañado.		/	
	No hay etiquetas se retiran o se desgarran. (Las etiquetas son legibles.)		/	
	No hay conectores o interruptores están rotos o sueltas.		/	
	Sangre o química sobre el desfibrilador se limpia.		/	
2.	APARIENCIA CABLE DE ALIMENTACION			
	Se utiliza un cable de alimentación de 3 clavijas especificado.		/	
	Las partes metálicas del conector no se deforman.		/	
	No hay rasguños y cubierta del cable no esté roto.		/	
	El uso de un probador, compruebe que la tierra de protección.		/	
3.	PALAS EXTERNAS			
	Las palas externas no están rotos.		/	
4.	APARIENCIA DE ACCESORIOS			
	Los conectores no están dañados o agrietados.		/	
	Adaptador Pad no ha caducado.		/	
5.	APARIENCIA DE LA BATERIA			
	No hay daños o grietas y sin etiquetas se retiran o se desgarran.		/	
	La batería no ha caducado.		/	
6.	TEST DE BATERIA			
	Realizar el test de la batería.		/	
7.	ENCENDIDO			
	El desfibrilador se enciende y la pantalla funciona.		/	
8.	SONIDO DE SINCRONIZACION			
	QRS sincronización sonido es normal y se puede ajustar.		/	
9.	IMPRESORA			
	La impresora funciona correctamente.		/	
	Fecha y hora de impresión son correcta.		/	
	La impresión de eventos se puede realizar correctamente.		/	
	No hay puntos que faltan o tonos desiguales en el papel.		/	
	Velocidad de barrido del papel de impresión está dentro del rango especificado, 22,5 a 27,5 mm		/	25 mm
	La falta de papel se detecta correctamente.		/	
10.	DESCONEXION DE CONECTOR			
	Se detecta correctamente la desconexión de un conector		/	
11.	TIEMPO DE CARGA			
	El tiempo de carga es de 5 segundos.		/	5 seg
12.	FORMA DE ONDA			
	La desfibrilación se realiza correctamente.		/	
	La forma de onda de la energía descargada es bifásica.		/	
13.	ENERGIA DESCARGADA			
	Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	2 J	/	2 J
		3 J	/	3 J
		5 J	/	5 J
		7 J	/	7 J
		10 J	/	10 J

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

1 de 3

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980
07-07-25

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72003382

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5531E

NUMERO DE SERIE: 694

REALIZÓ

✓/x

MEDICIÓN

DESCRIPCION DEL SERVICIO

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	15 J	/	15	J
	20 J	/	20	J
	30 J	/	30	J
	50 J	/	50	J
	70 J	/	70	J
	100 J	/	100	J
	150 J	/	150	J
	200 J	/	200	J
	270 J	/	270	J

Funcionamiento con la batería 270 J

14. DESCARGA CON PARCHES DESECHABLES

La energía descargada cuando se utilizan los parches desechables es correcta en 270 J

15. DESCARGA CON PALAS INTERNAS

La energía descargada cuando se utilizan las palas internas es correcta operación AC	2 J	/	2	J
	3 J	/	3	J
	5 J	/	5	J
	7 J	/	7	J
	10 J	/	10	J
	15 J	/	15	J
	20 J	/	20	J
	30 J	/	30	J
Ajuste HV DC*	50 J	/	50	J
	2 J ±0.5 J	/	2	J
	3 J ±1 J	/	3	J
	5 J ±2 J	/	5	J
	7 J ±2 J	/	7	J
	10 J ±2 J	/	10	J
	20 J ±10%	/	20	J

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

16. CAMBIO DE LA ENERGIA

La energía cargada se puede cambiar

17. DESCARGA INTERNA

La descarga interna se lleva a cabo correctamente.

Capacitor de alta tensión (100%-80%)*

18. CARDIOVERSION DESDE PALAS

La cardioversión sincronizada mediante palas se realiza correctamente.

19. CARDIOVERSION DESDE ECG

La cardioversión sincronizada mediante el cable ECG se realiza correctamente.

20. AED ANALISIS, CARGA Y DESCARGA

La FV se detecta correctamente.

La carga se inicia automáticamente cuando se detecta la FV.

La desfibrilación se realiza correctamente.

21. PANTALLA AED

Los mensajes y las ilustraciones se muestran correctamente.

22. VOZ AED

El desfibrilador genera correctamente las instrucciones de voz.

23. MARCAPASOS FIJO

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
MCC Mar 00071006

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO: <u>72003382</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5531E	NUMERO DE SERIE: <u>694</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
El ritmo de marcapasos fijo se realiza correctamente.		✓	
24. MARCAPASOS A DEMANDA		✓	
El ritmo de marcapasos a demanda se realiza correctamente.		✓	
25. SALIDA DE MARCAPASOS		✓	100 mA
La salida de estimulación por marcapasos es correcta. 100 mA ±10%		✓	
26. MONITORIZACION DE ECG		✓	60 bpm
La precisión de la frecuencia cardíaca se muestra correctamente y el tono de sincronización QRS se genera correctamente. HR: 60		✓	
La sensibilidad de la onda ECG es correcta.		✓	
Alarma de frecuencia cardíaca y la alarma de desconexión de cable de ECG		✓	
27. MONITORIZACION DE CO2		X	mmHg
Precisión de visualización para el valor de la tasa de respiración y el CO2 se confirma. 35 a 45 mmHg		X	
La alarma de desconexión del cable de CO2 se genera correctamente.		X	
Precisión en la medición del sensor de CO2.		X	
28. MONITORIZACION DE SpO2		✓	97 %
97% SpO2: 95-99% SpO2		✓	
Precisión para el valor y el pulso SpO2 se confirma y el tono de sincronización de QRS se genera correctamente.		✓	80 %
80% SpO2: 78-92% SpO2		✓	
70% SpO2: 66-74% SpO2		✓	70 %
60 bpm SpO2: 55-65% bpm		✓	60 bpm
Alarmas de límite superior/inferior y desconexión de cable de SpO2.		✓	
29. SEGURIDAD ELECTRICA			
Corriente de fuga a tierra	Condición normal ≤ 500µA	500 µA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo BF, DG)
	Condición 1ra falla ≤ 1mA	1 mA	Condición normal ≤ 10µA
Corriente de fuga a chasis	Condición normal ≤ 100µA	100 µA	Condición 1ra falla ≤ 50µA
	Condición 1ra falla ≤ 500µA	500 µA	Condición normal ≤ 10µA
			Condición 1ra falla ≤ 50µA
30. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS		✓	

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*EN CASO DE CONTAR CON LAS OPCIONES HABILITADAS

OBSERVACIONES:

<i>Realizado</i> <u>07-07-25</u> Dayan Martinez Valencia REALIZÓ EL SERVICIO NOMBRE Y FIRMA	<i>Enf. Jefe de Piso</i> Mara Evelyn López Félix Mat. 99262081 USUARIO DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA	<i>Carlos Oswaldo Ramírez González</i> Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 99024980 JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA NOMBRE Y FIRMA
	<u>07-07-25</u>	<u>07-07-25</u>
	NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)	NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: **694** ORDEN DE SERVICIO: 72003382 CONS: 771

ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
7 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

GRUPO SIM
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
SERIE: 694
ORDEN DE SERVICIO: 72003382
CONS: 771
CONSERVACIÓN
HGR No. 1
TIJUANA, B.C.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

02-d-25