

72003404

CONS: 2048

FECHA: 11-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83961
INFORMACIÓN DEL CLIENTE HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1 DEPENDENCIA: INSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: TEL: 6646270863		INFORMACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1 GARANTÍA DE SERVICIO ☐ CORRECTIVO: ☐ GARANTÍA DE VENTA ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐ ASesoría: ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐ CAPACITACIÓN: ☒ DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA No. 28801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUJEJO DE CONSERVACIÓN REPORTE FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A		SUMINISTROS DE: ☐ LUGAR DE SERVICIO: ☒ REFACCIONES: ☐ EN SITIO: ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
CONTRATO NO. 0500YR018N09125-018- COTIZACIÓN: N/A EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI ☐ NO: ☒ ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIR MEDICAL	MODELO: BELLAVISTA 1000	NO. SERIE: MB203832
NO. INVENTARIO: 20200006413	SOFTWARE: 6.0.2100.0	UBICACIÓN FÍSICA: UCI	
HORAS DE USO EQUIPO: 12203	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: 7015			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID. NÚMERO DE SERIE EQUIPO DE MEDICIÓN: PAH-5529063			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE EXAMINADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles recambiables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO: Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1	
11 JUL 2025 CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO: FUNCIONANDO AL 100% ☒ X FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA: Luis Carlos Avila Salazar		FIRMA: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
NOMBRE COMPLETO: NG. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR PUESTO: Enfermera jefe de UCI NO. DE MATRÍCULA: 11-07-25 FECHA: 11/07/25		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez PUESTO: Sujeto de Conservación NO. DE MATRÍCULA: H.G.R. No. 1 FECHA: 11-07-25	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE CONSERVACIÓN	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"