

72003880

CONS: 2063

FECHA		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	CORRECTIVO:		
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				GARANTÍA DE SERVICIO	PREDICTIVO	USUARIO	
DEPENDENCIA: IMSS SSA PRIVADO OTRO:				GARANTÍA DE VENTA	REFACCIÓN	SERVICIO	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA:	DIAGNÓSTICO		
		00		CAPACITACIÓN:			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:	LUGAR DE SERVICIO:		
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES:	EN SITIO:		
REPORTÓ FALLA: N/A		FALLA REPORTADA: N/A		ACCESORIOS:	EMPRESA:		
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI:	NO:	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIR MEDICAL	MODELO: BELLAVISTA 1000	NO. SERIE: MB204009				
NO. INVENTARIO: 202000006755	SOFTWARE: 6-0-2100-0	UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia					
HORAS DE USO: 16:50 MEXICANO	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto					
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO: REFACCIÓN	MARCA: HGR No. 1	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADORE DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100%				X			
FUERA DE SERVICIO							
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1		Kit de Mantenimiento Preventivo	NA				
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	CONSERVACIÓN			
M. Alfonso Martínez Fernández	Carlos Oswaldo Ramírez González	Subjefe de Conservación		H.G.R. No. 1			
NOMBRE COMPLETO: Norman Andrés Leiras Fimbres	NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González	NOMBRE COMPLETO: H.G.R. No. 1		TIJUANA, B.C.			
IMSS	IMSS	IMSS					
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:					
NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:					
FECHA	FECHA	FECHA					
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA			

FECHA: 01/10/25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

32003880

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE: HB204009

1.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
		v/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/	E
	CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/	
	TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/	
	FILTRO DE BACTERIAS	/	
	SET DE FILTROS DE REPUESTO	/	
	*PULSIOXÍMETRO	X	
	*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	X	
	*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	X	
	*BRAZO	/	
	ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/	
	*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/	
	BASE RODABLE	/	
	CALIBRACIONES:	/	
	ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/	
2.	CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/	E
	CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/	
	CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR	/	
	VERIFICACIÓN DE:	/	
	TEST DE VÁLVULAS	/	
	TEST DE ALARMAS	/	
3.	FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/	mAh
	TEST DE SALIDA A USUARIO	/	
	REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/	
	REVISIÓN DE BATERÍAS	/	
	TEST USB	/	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

4.	SELFTEST	/		
	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS	/		
	SENSOR DE CO2	X		
	SENSOR DE SPO2	X		
	ALERTA ACÚSTICA	X		
5.	TEST DE VENTILACIÓN	/		
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO	/		
	TEST DE CIRCUITO	/		
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	/	25	mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)	/	5	mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm	/	15	rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)	/	21	%
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)	/	70	%
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)	/	100	%
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO	/		
	TEST DE CIRCUITO	/		
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	/	506	mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	/	505	mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	/	1.7	rpm
7.	TEST DE ALARMAS	/		
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE	/		
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO	/		
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE	/		
8.	REVISION DE BATERIA	/		
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA	/		
	ALARMA VISUAL LEDs	/		
	ALARMA ACÚSTICA	/		
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE	/		
	ALARMA ACÚSTICA	/		
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO	/		
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN	/		
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)	/	60	mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	/	60	mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	/	60	mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	/	60	mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO	/		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2	L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10	L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50	L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO	/		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2	L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10	L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50	L/min

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						/		
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						/		
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA								
	✓/x		✓/x		✓/x				
	AISLAMIENTO	/	0.1 Mohm	VOLTAJE DE LINEA	/	122 V	RESISTENCIA A TIERRA	/	0.1 Ω
	CORRIENTE DE FUGAS EN CONDICION NORMAL	/	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	/	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	/	0.1 μA
	CORRIENTE DE FUGAS AC CONDICION DE PRIMERA FALLA	/	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION DE PRIMERA FALLA	/	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	/	0.1 μA
	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	/	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	/	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	/	0.1 μA
	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	/	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	/	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	/	0.1 μA
	CORRIENTE RESIDUAL	/	0.01 mA						
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)								
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						X		
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.						X		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CÁMARA DEL HUMIDIFICADOR						X		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD						X		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						X		
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						X		
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						X		
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						X		
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS						X		

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA

INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES:

[Firma]
01/10/25

Norman Andres Larios Fimbres

REALIZÓ EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
M. Alfonso Martínez Fernández
Ingeniero en Medicina
Mat. 992/06-1
IMSS

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

[Firma]
Carlos Osvaldo Martínez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 992/024980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	MB204009	ORDEN DE SERVICIO:	72003880
		CONS:	2063

ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECEBIDO
 01 OCT 2015
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1



DESPUÉS 1



Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 0205 0214 2902

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

CONSERVACIÓN
 SELLO UNIDAD MÉDICA:
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.