

72004028

CONS

FECHA 16/12/2025		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO		PREDICTIVO	
DEPENDENCIA: IMSS ■ SSA ○ PRIVADO ○ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA		REFACCIÓN	
TEL: 6646270963				CONTRATO NO. 040T00923-262		COTIZACIÓN: N/A	
				ASESORÍA:		DIAGNÓSTICO	
				CAPACITACIÓN:			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO Tijuana 3ERA ETAPA . C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ				REFACCIONES:		EN SITIO:	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS:		EMPRESA:	
REPORTO FALLA: N/A				FALLA REPORTADA: N/A			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:				SI: ○ NO: ●		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCARÉ		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-1488	
NO. INVENTARIO: 202380013907		SOFTWARE: 6.A.2		UBICACIÓN FÍSICA: Tococmugia			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELECCIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, SS29063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				FUNCIONANDO AL 100%			
				FUERA DE SERVICIO			
				NO SE REALIZA SERVICIO			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (VALIDADOS EN EL SERVICIO)				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:				
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:				
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:				
NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:				
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA				
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA				

**RUTINA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CONTRATO 040T00923-262**

EMS. NOV 2021 GSIM-ST-F01-ATMADV-00

FECHA: 16/12/2025

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72004028

MODELO AtmosCare Adventum

NÚMERO DE SERIE: AP17-1488

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		V/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES	/	
2.	REALIZAR PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN		
2.1	VERIFICACIÓN MECÁNICA Y DE CONTROL	/	
	VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN	/	
	REVISAR ESTRUCTURA EXTERNA DEL EQUIPO PARA DESCARTAR DAÑO	/	
	VERIFICAR SISTEMA MECÁNICO (TRASLADO, INCLINACIÓN DE CAMA Y MANIOBRAS CON PACIENTE)	/	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO/FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO LATERALES	/	
	VERIFICAR QUE LAS RUEDAS DEL EQUIPO HACEN ADECUADO CONTACTO CON EL PISO, REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE FRENADO	/	
	VERIFICAR Y PROBAR APERTURA Y CIERRE DE PANELES LATERALES	/	
	VERIFICAR SOPORTE DE MONITOR DE SIGNOS VITALES*	/	
	VERIFICAR ESTADO DE PLACA DE RAYOS X*	/	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE SENSORES DE TEMPERATURA	/	
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y ESTADO FÍSICO DE CAJONES*	/	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL COLCHÓN	/	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE LA BALANZA *	/	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO Y MOVIMIENTOS DE LA BASE PARA EL COLCHÓN	/	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE CONECTORES PARA BALANZA, SENSORES DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD/TEMPERATURA AMBIENTAL	/	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL PANEL DE MEMBRANA DE LA UNIDAD DE CONTROL, PERILLA DE CONTROL Y DISPLAY DE DATOS	/	
2.2	VERIFICACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS	/	
	TARJETAS ELECTRÓNICAS	/	
	CONECTORES ELECTRÓNICOS	/	
2.3	VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL EQUIPO	/	
	FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR	/	
	VERIFICACIÓN DE LUZ DE FOTOTERAPIA*	/	
	VERIFICACIÓN DE LUZ DE LAMPARA MULTIFUNCIÓN*	/	
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMA SONORA	/	
	VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA	/	
	VERIFICAR Y PROBAR QUE INDICADOR DE MODALIDAD MANUAL ESTE ACTIVADO	/	
	AJUSTAR Y VERIFICAR QUE LA SELECCIÓN DE NIVEL DE POTENCIA SE ACTIVEN AL NIVEL DESEADO	/	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

**RUTINA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CONTRATO 040T00923-262**

EMS. NOV 2021 GSIM-ST-F01-ATMADV-00

	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE PESAJE DE BÁSCULA*				☒
3.	REALIZAR LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO				☒
4.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA				☒
	☒	☒	☒	☒	
	CORRIENTE DE FUGAS	0.1 μ A	VOLTAJE DE LINEA	121 V	RESISTENCIA A TIERRA 0.39 Ω
5.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL				☒

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*** EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)**

OBSERVACIONES:



Ing. Dayan Monarrez Valencia
Ingeniera de Servicio
Cédula: 14432886

REALIZÓ EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)



**NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1488

O.S.:

72004028

CONTRAT

O:

040T00923-262

FOTO NO. SERIE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
16 DIC 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



FOTO DURANTE



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA
IMSS Mat 99024980

ELLO UNIDAD MÉDICA: