



Carl Zeiss de México S.A. de C.V.
Instrumentos Médicos, MEX-04010 Ciudad de México

Instituto Mexicano del Seguro Social
Carlos Oswaldo Ramírez González
Av. Reforma 476
Juárez
06600 CIUDAD DE MÉXICO,
MEXICO

Reporte de Servicio

Nº de Orden de Servicio: 8583447882 / 10
Tipo de servicio: Spare Part Order
Fecha de finalización: 12/03/2025

Solicitud:

Contacto: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Teléfono fijo:
Teléfono celular: 664-3057010
Requerimiento: Falla: Falla en el tonómetro, requiere de calibración

Número de Serie: 1251776

Ubicación: Hospital General Regional No. 1 en Tijuana Baja California

Solución:

Se revisa tonometro de aplanación con reporte de descalibración

Se verifica estado del equipo, no se puede verificar calibración ya que falta la pesa
En sitio se comenta que el reporte era de alineación y enfoque, el cual es correcto durante la visita al MP de la Slit Lamp
Sala de Instalación. OK
Tamaño y altura del cuarto: OK
Climatización: OK
Estado del Equipo: OK
Equipo o partes averiadas: OK
Exterior averiado /arañado: Raspones por el uso, no afecta funcionamiento
Medidas de servicio:
Desinfección del equipo acorde a las instrucciones del manual de usuario: ok
Limpieza del equipo acorde a las instrucciones del manual de usuario: ok
Defectos ópticos: ok
Revisión de funciones de uso del equipo de acuerdo al manual de usuario: OK
Equipo verificado, libre de defectos: OK
Observaciones:
Equipo conectado a regulador vogar, se reporta carpeta llena de fotografías, se cambia carpeta y se logra que se sigan

Carl Zeiss de México, S.A. de C.V.

Miguel Angel de Quevedo 496
MEX-04010

Contacto comercial

Nombre: Omar Alba
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Contacto en Oficina

Nombre: Abraham Sanchez Chacon

Contacto del cliente

Nombre: Carlos Oswaldo Ramirez
González
Teléfono:
Fecha: 12/03/2025
Página: 1 / 2



N° de pedido: 8583447882 / 10
Fecha: 12/03/2025
Página: 2 / 2

almacenando fotografías

Se deja equipo funcionando correctamente

Nota:

* Se recomienda conectar los equipos a una UPS de línea continua.

* Para las unidades de grabación externa como USB, o HDD, se recomienda el previo escaneo para verificar que se encuentren libres de virus.

* Las lámparas de halógeno cuenta con 50 horas de vida optima (Según las especificaciones del fabricante).

* Le recordamos realizar periódicamente el respaldo de su información.

Equipo(s)

Instrumento/Componente	Ubicación	N° de Inventario del Cliente	N° de Serie	UDID
120 SL	Instituto Mexicano del Seguro Social HGR 1 Canada 16801 MEX-22226 Tijuana		1251776	NA

Detalle horas

Tipo de servicio	Fecha	Cantidad
Horas de viaje Correctivo	10/03/2025	7 HRA
Horas de trabajo Med Correctivo	10/03/2025	1.5 HRA
Horas de viaje Correctivo	10/03/2025	0.5 HRA

12/03/2025

Fecha

Firma del Técnico / Sello de ZEISS (Abraham Sanchez Chacon)

12/03/2025

Fecha

Firma del Cliente / Sello de la Compañía ()