

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte

SSOL

SPED

079954 / 079366

N° de Orden

PEG-ASSK-0045 C45677

Fecha

20/01/2025

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Correctivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Babylog VN600

Número de Equipo /Serie:

ASSK-0045

N° de Inventario:

Ubicación:

UCIN

Estado del Equipo:

Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza reparación por fallo en sensores de gas internos, se instala 6873230 M52.2 PIA-SA con número SPED079954 y 2 válvulas proporcionales 8420673 con número SPED079366. Equipo funcionando correctamente.

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
20 ENE 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Carlos Osvaldo Hernández González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

IMSS Mat 99024980

Fecha, Nombre, Firma, Sexo Cliente

Janeth Guadalupe Pérez González

Mat. 99024980

Fecha, Firma Técnico Dräger



20/01/2025

Pedro García

German Centre
Av. Santa Fé, 170 int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fé
C.P. 01210, CDMX

Clicina Guadalajara
José Guadalupe Zúñiga 2302 3er Piso
Col. Americana
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

No imprimir esta hoja por ambos lados

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO 1

Número de Orden de Servicio Dräger:
PEG-ASSK-0045 M45712

ID Actividad de Servicio:
216B2F3F-1050-4370-A530-886A1F839587

Babylog VN600

Funcional

Número de Inventario:

Número de Serie:
ASSK-0045

Servicio Realizado por:
García, Pedro

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
2025-02-24

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4.3.2 Versión del software	
1.1 Números de serie		Versión de software	2.01.00
Válvula inspiratoria	ASSE-0053	4.3.3 Baterías	
Unidad de control	46513068	Sustituir la batería interna en XX meses	2025-10-06
Válvula espiratoria de neonatos	ASSD-1414	4.4 Preparación para las pruebas de funcionamiento	
Carro (opcional)	ASSJ-0258	Pruebas de funcionamiento	Funcional
Unidad de ventilación	ASSK-0045	4.5 Unidad de manejo	
3 Seguridad eléctrica		4.5.1 Alarmas ópticas	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353, YY/T 0841)		La barra de alarma se ilumina de forma uniforme en rojo, verde y azul.	Funcional
3.1.1 Examen visual		4.5.2 Iluminación del codificador rotatorio	
Examen visual	Funcional	Iluminación del codificador rotatorio	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.5.3 Alarma acústica	
Máximo valor medido del equipo EM	0.082 Ohm	Alarma acústica	Funcional
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.6 Unidad de respiración del módulo M1.3 (administración de gas)	
Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra	Funcional	4.6.2 Puesta a cero de los sensores de flujo	
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		Puesta a cero de los sensores de flujo	Funcional
Valor medido	81.7 µA	4.6.3 Diferencia de flujo relativa S2S3	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		Diferencia de flujo relativa S2S3	0.003 L/min
4.1 Prueba de estado en general		4.6.4 Diferencia de flujo relativa S1S3	
4.1.1 Aparato médico		Diferencia de flujo relativa S1S3	0.004
Aparato médico	Funcional	4.6.5 Fuga en LPSV V3	
4.1.2 Documentos adjuntos		Fuga en LPSV V3	0.985 L/min
Documentación adjunta disponible	Funcional	4.6.7 Presión de desconexión del comparador	
4.1.3 Manual de productos de medicina		Presión de desconexión del comparador	897.99 mbar
Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional	4.6.8 Presión de conexión del comparador	
4.1.4 Placas identificativas, adhesivos y rótulos del aparato médico		Presión de conexión del comparador	199.05 mbar
Placas identificativas, adhesivos y letreros	Funcional	4.6.9 Válvula proporcional de AIR 120 L/min	
4.1.5 Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas		Válvula proporcional de AIR 120 L/min	0.185 A
Placas identificativas, adhesivos y letreros en las opciones instaladas	Funcional	4.6.10 Válvula proporcional de AIR 5 L/min	
4.1.6 Unidad de manejo		Válvula proporcional de AIR 5 L/min	0.105 A
Unidad de manejo	Funcional	4.6.11 Válvula proporcional de O2 120 L/min	
4.1.7 Ventilador		Válvula proporcional de O2 120 L/min	0.204 A
Unidad de respiración	Funcional	4.6.12 Válvula proporcional de O2 5 L/min	
4.2 Prueba del estado de las opciones		Válvula proporcional de O2 5 L/min	0.110 A
4.2.4 Carro (opcional)		4.6.13 " System Leakage Test (M1V3) "	
Carro (opcional)	Funcional	Prueba de fugas del sistema (M1V3)	Funcional
4.2.6 Soporte de tubo (opcional)		4.6.14 Fuga en la válvula proporcional de AIR	
Soporte de tubo (opcional)	Funcional	Fuga en la válvula proporcional de AIR	0.254 mbar
4.3 Valor del fusible y lectura de la versión de software y de los datos de servicio		4.6.16 Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)	
4.3.1 Valor del fusible		Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)	0.025 L/min
Valor del fusible de la batería (F 3)	Funcional	4.6.17 Fuga en la válvula proporcional de O2	
		Fuga en la válvula proporcional de O2	0.282 mbar

4.6.19	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PIA)				
	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PIA)	0.196 L/min			
4.6.20	Medición comparativa de la presión Plank y el sensor de presión de inspiración				
	Medición comparativa de la presión Plank y el sensor de presión de inspiración	Funcional			
4.6.21	Medición comparativa de valores de flujo M1.3				
	Medición comparativa de valores de flujo M1.3	Funcional			
4.7	Unidad de ventilación módulo sensor de O2				
4.7.1	Calibración del sensor de O2				
	Calibración del sensor de O2	Funcional			
4.7.2	Precisión de la medición				
	Precisión de la medición	Funcional			
4.8	Unidad de respiración del módulo M4.1 (monitorización de temperatura/flujo/presión)				
4.8.1	Calibración de los sensores de presión				
	Calibración de los sensores de presión	Funcional			
4.8.2	Offset del sensor de presión de inspiración				
	Offset del sensor de presión de inspiración	881 mV			
4.8.3	Offset del sensor de presión de espiración				
	Offset del sensor de presión de espiración	881 mV			
4.8.4	Medición de la temperatura del módulo M4.1				
	Medición de la temperatura del módulo M4.1	Funcional			
4.8.5	Tensión de referencia del módulo M4.1				
	Tensión de referencia del módulo M4.1	Funcional			
4.9	Dispositivos de seguridad				
4.9.1	Válvula de espiración de emergencia SV2				
	Válvula de espiración de emergencia SV2	Funcional			
4.9.2	Válvula de respiración de emergencia SV3				
	Válvula de respiración de emergencia SV3	Funcional			
4.9.3	Válvula anti-retorno en la válvula de espiración				
	Válvula anti-retorno en la válvula de espiración	Funcional			
4.9.4	Resistencia de espiración de la válvula de espiración de neonatos				
	Resistencia de espiración de la válvula de espiración de neonatos	Funcional			
4.9.5	Sensor de flujo de neonatos				
	Sensor de flujo de neonatos	Funcional			
4.10	Unidad de respiración del módulo de la fuente de alimentación M7.3 Plus				
4.10.1	Ventiladores				
	Ventiladores	Funcional			
4.10.2	Tensión de alimentación				
	Tensión de alimentación	Funcional			
4.10.3	Temperatura interna				
	Temperatura interna	Funcional			
4.11	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1				
	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1	Funcional			
4.12	Unidad de respiración PI, autocomprobación				
4.12.2	Flujo de enjuague M12.4				
	Flujo de enjuague M12.4	Funcional			
4.12.3	Sensor de flujo de neonatos IST				
	Sensor de flujo de neonatos IST	Funcional			
4.12.4	"IST Airway Pressure Measurement"				
	IST Airway Pressure Measurement	Funcional			
4.12.5	"Pneumatic Release Logic Test"				
	Pneumatic Release Logic Test	Funcional			
4.12.6	Sensores de presión S2 y S8				
	S2 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	39.8 mbar			
	S8 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	1.4 mbar			
4.13	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 2				
4.13.1	Parámetros de la batería				
	Parámetros de la batería	Funcional			
4.14	Unidad de respiración, temperatura interna del dispositivo				
4.14.1	Prueba				
	Comprobación	Funcional			
4.15	Unidad de respiración, generador piezoeléctrico				
4.15.1	Prueba de funcionamiento				
	Señal de alarma acústica	Funcional			
4.17	Unidad de respiración, calefacción de la válvula espiratoria				
4.17.1	Prueba de funcionamiento				
	Prueba de funcionamiento	Funcional			
4.18	Unidad de respiración (opcional) nebulizador/eyector				
4.18.1	Prueba de funcionamiento				
	Prueba de funcionamiento	Funcional			
4.23	Aparato médico, pruebas de funcionamiento en el modo de funcionamiento				
4.23.1	Autochequeo				
	Autochequeo	Funcional			
4.23.2	Chequeo del sistema				
	Chequeo del sistema	Funcional			
4.23.3	Prueba del circuito respiratorio				
	Prueba del circuito respiratorio	Funcional			
4.23.4	Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración				
	Preparación de las pruebas de funcionamiento	Funcional			
4.23.6	Pantalla de la unidad de ventilación				
	Pantalla de la unidad de ventilación	Funcional			
4.23.7	Tecla para silenciar alarmas				
	Tecla para silenciar la alarma	Funcional			
4.24	On/Off logic test				
	On/Off logic test	Funcional			
4.26	Medidas finales				
4.26.1	Informe de estado del dispositivo				
	Informe de estado del dispositivo	Funcional			
4.26.2	Entrega del aparato con el adhesivo de comprobación				
	Entrega del dispositivo con el adhesivo de comprobación	Funcional			
5	Medios de comprobación				
5.1	Medios de comprobación con calibración obligatoria				
	Se han utilizado medios de comprobación con calibración vigente	Funcional			

Observaciones

Análizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 3595049, Next cal: 28/06/2025
 Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 305, NS: BF102136, Next cal: 28/06/2025