

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSL-0002 M45645

Fecha

19/12/2024

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo: Babylog VN600
Número de Equipo /Serie: ASSL-0002
N° de Inventario:
Ubicación: UCIN
Estado del Equipo: Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fabrica con las siguientes acciones:
- Revisión del aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
- Pruebas de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra.
- Pruebas de funcionamiento y estado.
- Prueba de batería interna.
- Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
- Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
- Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
- Prueba funcional del sistema de paciente y circuito respiratorio
- Pruebas de modos de ventilación (medición de flujo, presión de vía aérea y O2)
- Limpieza general del equipo.
Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3793

0001	3,0	S001	Servicio Normal
0002	0,0	T001	Desplazamiento Normal
0003	0,0	W001	Tiempo de Espera Normal
0004	0,0		
0005	0,0		
0006	0,0		
0007	0,0		
0008	0,0		
0009	0,0		
0010	0,0		



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

19/12/2024
Pedro García

EJP Laura Maritza
Pérez Martínez 99028774

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mar 99024980

German Centre
Av. Santa Fe, 170 int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guadalupe Luna 2302 3er Piso
Col. Americana
C.P. 44140 Guadalajara, Jal

No imprimir esta hoja por ambos lados

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO 1 TIJUANA

Número de Orden de Servicio Dräger:
PEG-ASSL-0002 M45645

ID Actividad de Servicio:
6DAC8659-3694-4901-A271-AECC994299E9

Babylog VN600

Funcional

Número de Inventario:

-

Número de Serie:
ASSL-0002

Servicio Realizado por:
García, Pedro

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
2024-12-19

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4.3.2 Versión del software	
1.1 Números de serie		Versión de software	2.01.00
Unidad de control	46513061	4.3.3 Baterías	
Unidad de ventilación	ASSL-0002	Sustituir la batería interna en XX meses	2025-10-13
Válvula inspiratoria	ASSE-0029	4.4 Preparación para las pruebas de funcionamiento	
Válvula espiratoria de neonatos	ASSD-1778	Pruebas de funcionamiento	Funcional
Carro (opcional)	ASSK-0100	4.5 Unidad de manejo	
3 Seguridad eléctrica		4.5.1 Alarmas ópticas	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353, YY/T 0841)		La barra de alarma se ilumina de forma uniforme en rojo, verde y azul.	Funcional
3.1.1 Examen visual		4.5.2 Iluminación del codificador rotatorio	
Examen visual	Funcional	Iluminación del codificador rotatorio	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.5.3 Alarma acústica	
Máximo valor medido del equipo EM	0.170 Ohm	Alarma acústica	Funcional
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.6 Unidad de respiración del módulo M1.3 (administración de gas)	
Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra	Funcional	4.6.2 Puesta a cero de los sensores de flujo	
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		Puesta a cero de los sensores de flujo	Funcional
Valor medido	48.9 µA	4.6.3 Diferencia de flujo relativa S2S3	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		Diferencia de flujo relativa S2S3	0.002 L/min
4.1 Prueba de estado en general		4.6.4 Diferencia de flujo relativa S1S3	
4.1.1 Aparato médico		Diferencia de flujo relativa S1S3	0.012
Aparato médico	Funcional	4.6.5 Fuga en LPSV V3	
4.1.2 Documentos adjuntos		Fuga en LPSV V3	0.966 L/min
Documentación adjunta disponible	Funcional	4.6.7 Presión de desconexión del comparador	
4.1.3 Manual de productos de medicina		Presión de desconexión del comparador	898.23 mbar
Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional	4.6.8 Presión de conexión del comparador	
4.1.4 Placas identificativas, adhesivos y rótulos del aparato médico		Presión de conexión del comparador	199.56 mbar
Placas identificativas, adhesivos y letreros	Funcional	4.6.9 Válvula proporcional de AIR 120 L/min	
4.1.5 Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas		Válvula proporcional de AIR 120 L/min	0.182 A
Placas identificativas, adhesivos y letreros en las opciones instaladas	Funcional	4.6.10 Válvula proporcional de AIR 5 L/min	
4.1.6 Unidad de manejo		Válvula proporcional de AIR 5 L/min	0.112 A
Unidad de manejo	Funcional	4.6.11 Válvula proporcional de O2 120 L/min	
4.1.7 Ventilador		Válvula proporcional de O2 120 L/min	0.182 A
Unidad de respiración	Funcional	4.6.12 Válvula proporcional de O2 5 L/min	
4.2 Prueba del estado de las opciones		Válvula proporcional de O2 5 L/min	0.116 A
4.2.4 Carro (opcional)		4.6.13 " System Leakage Test (M1V3) "	
Carro (opcional)	Funcional	Prueba de fugas del sistema (M1V3)	Funcional
4.2.6 Soporte de tubo (opcional)		4.6.14 Fuga en la válvula proporcional de AIR	
Soporte de tubo (opcional)	Funcional	Fuga en la válvula proporcional de AIR	0.259 mbar
4.3 Valor del fusible y lectura de la versión de software y de los datos de servicio		4.6.16 Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)	
4.3.1 Valor del fusible		Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)	0.017 L/min
Valor del fusible de la batería (F3)	Funcional	4.6.17 Fuga en la válvula proporcional de O2	
		Fuga en la válvula proporcional de O2	0.257 mbar