

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS HRG No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

N° de Orden
PEG-ASSL-0065 M46009

Fecha
18/12/2025

FSE
Pedro García

Dato Reporte
SSOL
SPED

Problema Reportado
Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo	Descripción
Modelo	Evita V600
Número de Equipo /Serie:	ASSL-0065
N° de Inventario:	
Ubicación:	UCIN
Estado del Equipo:	Completamente funcional.

Pos	Cantidad	Descripción
		Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:
		- Revisión del aspecto general.
		- Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
		- Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
		- Prueba de seguridad eléctrica.
		- Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
		- Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
		- Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
		- Pruebas de modos de ventilación
		- Prueba funcional del sistema de paciente.
		- Limpieza general del equipo.
		Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3276

0001	3,0	S001	Servicio Normal
0002	0,0	T001	Desplazamiento Normal
0003	0,0	W001	Tiempo de Espera Normal
0004	0,0		
0005	0,0		
0006	0,0		
0007	0,0		
0008	0,0		
0009	0,0		
0010	0,0		

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
18 DIC 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Pedro García
18/12/2025

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Mat. 99020041

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HRG No 1 Tijuana

Número de Orden de Servicio:
PEG-ASSL-0065 M46009

ID Actividad de Servicio:
40581E2B-2B79-4BAA-B474-3E2922C81021

Evita V600

Funcional

Número de Inventario:

Número de Serie:
ASSL-0065

Servicio Realizado por:
García, Pedro

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
2025-12-18

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo			
1.1 Números de serie		Carro (opcional)	Funcional 
Unidad de control	33521277 	4.2.7 Soporte de tubo (opcional)	
Unidad de ventilación	ASSL-0065 	Soporte de tubo (opcional)	Funcional 
Válvula inspiratoria	ASSH-0084 	4.2.8 GS500 (opcional)	
GS500 (opcional)	0423-7017 	GS500 (opcional)	Funcional 
PS500 (opcional)	ASSF-0010 	4.2.9 PS500 (opcional)	
Carro (opcional)	ASSJ-0315 	PS500 (opcional)	Funcional 
Medición del flujo de neonatos (sin número de serie) (opcional) (SI/NO)	SI 	4.2.10 Canal de cables (opcional)	
3 Seguridad eléctrica		Canal de cables (opcional)	Funcional 
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353, YY/T 0841)		4.3 Unidad de manejo	
3.1.1 Examen visual		4.3.2 Barra de alarma	
Examen visual	Funcional 	Barra de alarma de la unidad de visualización	Funcional 
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.3.3 Botón giratorio	
Máximo valor medido del equipo EM	0.063 Ohm 	Botón giratorio	Funcional 
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.3.4 Alarma acústica	
Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra	Funcional 	Alarma acústica	Funcional 
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		4.3.5 Versión del software	
Valor medido	48.2 µA 	Versión de software	2.01.00 
4 Prueba de funcionamiento y de estado		4.3.6 Tecla para silenciar alarmas	
4.1 Prueba de estado en general		Tecla para silenciar alarmas	Funcional 
4.1.1 Aparato médico		4.4 Lectura de los datos técnicos	
Aparato médico	Funcional 	Sustituir la batería interna en XX meses	0Ah 
4.1.2 Documentos adjuntos		Sustituir las baterías PS500 en XX meses	44Ah 
Documentación adjunta disponible	Funcional 	4.5 Dispositivos de seguridad	
4.1.3 Manual de productos de medicina		4.5.1 Válvula de espiración de emergencia SV2	
Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional 	Válvula de espiración de emergencia SV2	Funcional 
4.1.4 Placas identificativas, adhesivos y rótulos del aparato médico		4.5.2 Válvula de respiración de emergencia SV3	
Placas identificativas, adhesivos y letreros	Funcional 	Válvula de respiración de emergencia SV3	Funcional 
4.1.5 Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas		4.5.3 Válvula anti-retorno en la válvula de espiración	
Placas identificativas, adhesivos y letreros en las opciones instaladas	Funcional 	Válvula anti-retorno en la válvula de espiración	Funcional 
4.1.6 Unidad de manejo		4.6 Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1	
Unidad de manejo	Funcional 	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de respiración, parte 1	Funcional 
4.1.7 Ventilador		4.7 Chequeo del sistema según las instrucciones de uso	
Unidad de respiración	Funcional 	Chequeo del sistema	Funcional 
4.2 Prueba del estado de las opciones		4.8 Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 2	
4.2.3 Medición del flujo de neonatos (opcional)		Prueba de funcionamiento	Funcional 
Medición del flujo de neonatos (opcional)	Funcional 	4.9 Prueba del circuito respiratorio	
4.2.5 Carro (opcional)		Prueba del circuito respiratorio	Funcional 
		4.10 Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración	

4.10.1 Medición del flujo					
Medición del flujo	Funcional	✓	Retirada del fusible F1	Funcional	✓
4.10.2 Medición de la presión de las vías aéreas			Valor del fusible F1	Funcional	✓
Prueba de funcionamiento de la medición de la presión de las vías aéreas	Funcional	✓	Conectar el fusible F1 y quitar el fusible F2	Funcional	✓
4.10.3 Abrir Medición de O2			Valor del fusible F2	Funcional	✓
Medición de O2	Funcional	✓	Alimentación de la red eléctrica	Funcional	✓
4.11 Pantalla de la unidad de ventilación			4.18 Medidas finales		
Pantalla de la unidad de respiración	Funcional	✓	4.18.1 Entrega del aparato con el adhesivo de comprobación		
4.14 On/Off logic test			Entrega del dispositivo con el adhesivo de comprobación	Funcional	✓
On/Off logic test	Funcional	✓	5 Medios de comprobación		
4.17 PS500 (opcional)			5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria		
4.17.1 Prueba de funcionamiento			Se han utilizado medios de comprobación con calibración vigente	Funcional	✓
Alimentación de la red eléctrica (LED)	Funcional	✓			

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 18/05/2026
 Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 18/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó como "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.