

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

N° de Orden

PEG-ASSL-0134 M45812

Fecha

04/06/2025

Cliente

IMSS HRG No 1 Tijuana

BAJA CALIFORNIA

FSE

Pedro Garcia

Dato Reporte

SSOL

SPED

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo	Descripción
Modelo	Evita V600
Número de Equipo / Serie:	ASSL-0134
N° de Inventario:	
Ubicación:	UCI
Estado del Equipo:	Completamente funcional.

Pos	Cantidad	Descripción
		Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:
		- Revisión del aspecto general.
		- Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
		- Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
		- Prueba de seguridad eléctrica.
		- Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
		- Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
		- Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
		- Pruebas de modos de ventilación
		- Prueba funcional del sistema de paciente.
		- Limpieza general del equipo.
		Equipo funcionando correctamente
		*Etiqueta de seguridad: 3122-02-2739
0001	3,0	S001 Servicio Normal
0002	1,0	T001 Desplazamiento Normal
0003	1,0	W001 Tiempo de Espera Normal
0004	0,0	
0005	0,0	
0006	0,0	
0007	0,0	
0008	0,0	
0009	0,0	
0010	0,0	

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
04 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Mat. 99020041

S.L. Betsabe Payán Acosta
Mat. 99030851

Pedro Garcia

04/06/2025

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO 1

Número de Orden de Servicio:
PEG-ASSL-0134 M45812

ID Actividad de Servicio:
5BE7A49B-7B06-4F99-9950-75567BF5DFE4

Evita V600

Funcional

Número de Inventario:

Número de Serie:
ASSL-0134

Servicio Realizado por:
García, Pedro

Localización:
UCI

Servicio Realizado el día:
2025-06-04

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo			
1.1 Números de serie		PS500 (opcional)	Funcional
Carro (opcional)	ASSK-0154	4.2.10 Canal de cables (opcional)	Funcional
Unidad de ventilación	ASSL-0134	Canal de cables (opcional)	Funcional
Válvula de espiración para adultos (reutilizable)	ASSK-0596	4.3 Valor del fusible y lectura de la versión de software y de los datos de servicio	
PS500 (opcional)	ASSJ-0016	4.3.1 Valor del fusible	
Válvula inspiratoria	ASSK-0226	Valor del fusible de la batería (F3)	Funcional
Medición del flujo de neonatos (sin número de serie) (opcional) (SIN)	NO	4.3.2 Versión del software	
Unidad de control	62721434	Versión de software	2.01.00
3 Seguridad eléctrica		4.3.3 Baterías	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353, YY/T 0841)		Sustituir las baterías PS500 en XX meses	2027-10-23
3.1.1 Examen visual		Sustituir la batería interna en XX meses	2026-10-23
Examen visual	Funcional	4.4 Preparación para las pruebas de funcionamiento	
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		Pruebas de funcionamiento	Funcional
Máximo valor medido del equipo EM	0.127 Ohm	4.5 Unidad de manejo	
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.5.1 Alarmas ópticas	
Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra	Funcional	La barra de alarma se ilumina de forma uniforme en rojo, verde y azul	Funcional
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		4.5.2 Iluminación del codificador rotatorio	
Valor medido	75.6 µA	Iluminación del codificador rotatorio	Funcional
4 Prueba de funcionamiento y de estado		4.5.3 Alarma acústica	
4.1 Prueba de estado en general		Alarma acústica	Funcional
4.1.1 Aparato médico		4.6 Unidad de respiración del módulo M1.3 (administración de gas)	
Aparato médico	Funcional	4.6.2 Puesta a cero de los sensores de flujo	
4.1.2 Documentos adjuntos		Puesta a cero de los sensores de flujo	Funcional
Documentación adjunta disponible	Funcional	4.6.3 Diferencia de flujo relativa S2S3	
4.1.3 Manual de productos de medicina		Diferencia de flujo relativa S2S3	0.009 L/min
Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional	4.6.4 Diferencia de flujo relativa S1S3	
4.1.4 Placas identificativas, adhesivos y rótulos del aparato médico		Diferencia de flujo relativa S1S3	0.011
Placas identificativas, adhesivos y letreros	Funcional	4.6.5 Fuga en LPSV V3	
4.1.5 Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas		Fuga en LPSV V3	0.965 L/min
Placas identificativas, adhesivos y letreros en las opciones instaladas	Funcional	4.6.7 Presión de desconexión del comparador	
4.1.6 Unidad de manejo		Presión de desconexión del comparador	900.49 mbar
Unidad de manejo	Funcional	4.6.8 Presión de conexión del comparador	
4.1.7 Ventilador		Presión de conexión del comparador	205.626 mbar
Unidad de respiración	Funcional	4.6.9 Válvula proporcional de AIR 120 L/min	
4.2 Prueba del estado de las opciones		Válvula proporcional de AIR 120 L/min	0.185 A
4.2.5 Carro (opcional)		4.6.10 Válvula proporcional de AIR 5 L/min	
Carro (opcional)	Funcional	Válvula proporcional de AIR 5 L/min	0.119 A
4.2.7 Soporte de tubo (opcional)		4.6.11 Válvula proporcional de O2 120 L/min	
Soporte de tubo (opcional)	Funcional	Válvula proporcional de O2 120 L/min	0.190 A
4.2.9 PS500 (opcional)		4.6.12 Válvula proporcional de O2 5 L/min	
		Válvula proporcional de O2 5 L/min	0.103 A
		4.6.13 " System Leakage Test (M1V3) "	
		Prueba de fugas del sistema (M1V3)	Funcional

4.6.14	Fuga en la válvula proporcional de AIR	0.171 mbar	✓	4.12.3	"IST Airway Pressure Measurement"		
	Fuga en la válvula proporcional de AIR				IST Airway Pressure Measurement	Funcional	✓
4.6.16	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)			4.12.4	"Pneumatic Release Logic Test"		
	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)	0.024 L/min	✓		Pneumatic Release Logic Test	Funcional	✓
4.6.17	Fuga en la válvula proporcional de O2			4.12.5	Sensores de presión S2 y S8		
	Fuga en la válvula proporcional de O2	0.158 mbar	✓		S2 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	21.1 mbar	✓
4.6.19	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PIA)				S8 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	2.5 mbar	✓
	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PIA)	0.198 L/min	✓	4.12.6	Medición del flujo de espiración		
4.6.20	Medición comparativa de la presión Plank y el sensor de presión de inspiración				Medición del flujo espiratorio	Funcional	✓
	Medición comparativa de la presión Plank y el sensor de presión de inspiración	Funcional	✓	4.13	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 2		
4.6.21	Medición comparativa de valores de flujo M1.3			4.13.1	Parámetros de la batería		
	Medición comparativa de valores de flujo M1.3	Funcional	✓		Parámetros de la batería	Funcional	✓
4.7	Unidad de ventilación módulo sensor de O2			4.14	Unidad de respiración, temperatura interna del dispositivo		
4.7.1	Calibración del sensor de O2			4.14.1	Prueba		
	Calibración del sensor de O2	Funcional	✓		Comprobación	Funcional	✓
4.7.2	Precisión de la medición			4.15	Unidad de respiración, generador piezoeléctrico		
	Precisión de la medición	Funcional	✓	4.15.1	Prueba de funcionamiento		
4.8	Unidad de respiración del módulo M4.1 (monitorización de temperatura/flujo/presión)				Señal de alarma acústica	Funcional	✓
4.8.1	Calibración de los sensores de presión			4.17	Unidad de respiración, calefacción de la válvula espiratoria		
	Calibración de los sensores de presión	Funcional	✓	4.17.1	Prueba de funcionamiento		
4.8.2	Offset del sensor de presión de inspiración				Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
	Offset del sensor de presión de inspiración	881 mV	✓	4.18	Unidad de respiración (opcional) nebulizador		
4.8.3	Offset del sensor de presión de espiración			4.18.1	Prueba de funcionamiento		
	Offset del sensor de presión de espiración	882 mV	✓		Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.8.4	Medición de la temperatura del módulo M4.1			4.25	Aparato médico, pruebas de funcionamiento en el modo de funcionamiento		
	Medición de la temperatura del módulo M4.1	Funcional	✓	4.25.1	Autochequeo		
4.8.5	Calibración del sensor de flujo espiratorio				Autochequeo	Funcional	✓
	Calibración del sensor de flujo espiratorio	Funcional	✓	4.25.2	Chequeo del sistema		
4.8.6	Tensión de referencia del módulo M4.1				Chequeo del sistema	Funcional	✓
	Tensión de referencia del módulo M4.1	Funcional	✓	4.25.3	Prueba del circuito respiratorio		
4.9	Dispositivos de seguridad				Prueba del circuito respiratorio	Funcional	✓
4.9.1	Válvula de espiración de emergencia SV2			4.25.4	Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración		
	Válvula de espiración de emergencia SV2	Funcional	✓		Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración	Funcional	✓
4.9.2	Válvula de respiración de emergencia SV3			4.25.6	Pantalla de la unidad de ventilación		
	Válvula de respiración de emergencia SV3	Funcional	✓		Pantalla de la unidad de ventilación	Funcional	✓
4.9.3	Válvula anti-retorno en la válvula de espiración			4.25.7	Tecla para silenciar alarmas		
	Válvula anti-retorno en la válvula de espiración	Funcional	✓		Tecla para silenciar la alarma	Funcional	✓
4.9.4	Resistencia de espiración de la válvula de espiración de adultos			4.26	On/Off logic test		
	Resistencia de espiración de la válvula de espiración de adultos	Funcional	✓		On/Off logic test	Funcional	✓
4.10	Unidad de respiración del módulo de la fuente de alimentación M7.3 Plus			4.27	PS500 (opcional)		
4.10.1	Ventiladores			4.27.1	Prueba de funcionamiento		
	Ventiladores	Funcional	✓		Valor del fusible F2	Funcional	✓
4.10.2	Tensión de alimentación				Alimentación de la red eléctrica	Funcional	✓
	Tensión de alimentación	Funcional	✓		Valor del fusible F1	Funcional	✓
4.10.3	Temperatura interna				Alimentación de la red eléctrica (LED)	Funcional	✓
	Temperatura interior	Funcional	✓		Conectar el fusible F1 y quitar el fusible F2	Funcional	✓
4.11	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1				Retirada del fusible F1	Funcional	✓
	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1	Funcional	✓	4.28	Medidas finales		
4.12	Unidad de respiración PI, autocomprobación			4.28.1	Informe de estado del dispositivo		
	Unidad de respiración PI, autocomprobación	Funcional	✓		Informe de estado del dispositivo	Funcional	✓
4.12.2	Flujo de enjuague M12.4			4.28.2	Entrega del aparato con el adhesivo de comprobación		
	Flujo de enjuague M12.4	Funcional	✓		Entrega del dispositivo con el adhesivo de comprobación	Funcional	✓
				5	Medios de comprobación		
				5.1	Medios de comprobación con calibración		