

29 JUL 2025

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	733
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HOSP. No. 1	Modelo:	CARESCAPE B430
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290026HA
		SID GE:	SNT20290026HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	29-Jul-25	13:00	29-Jul-25	15:00
Fin del servicio:	29 de julio de 2025			

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza mantenimiento preventivo que consta de limpieza externa y consumibles, calibraciones, pruebas funcionales con analizadores y simuladores de signos vitales y pruebas de seguridad eléctrica.

Servicio realizado de acuerdo a documento:	2088566-001
--	-------------

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019W09125-011-00
GON	4927658

SINTOMA	
1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
17/10/2025	5914006	Simulador de Signos Vitales ProSim 4
18/10/2025	6117054	Simulador de SPO2 Spot Light
16/10/2025	4355044	Analizador de Seguridad Eléctrica ESA 612

QUE FUE DISEÑADO	Si	✓
	Si	✓

Observaciones	
---------------	--

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica:	No
---	----

Reprogramación del Servicio:

No Appliance

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
-------	--------------------	-------------	------------------------

No Aplica

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN

Daniela Miroslava García Díaz

Nombre completo

bre completo
TIUAKO, B.C.

Ingeniero de Servicio

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Nombre completo

Matricula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980
MSS
Márcula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Reporte fotográfico
DMGD2975.13

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

15308898

WO-16768447

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: SNT20290026HA

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: CARESCAPE B450

Serie: SNT20290026HA

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

AN
T
E
R
S
I
D
E
I
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
D
E
L



Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas y sello de Conformidad

Daniela Miroslava García Díaz
Nombre completo

[Signature]

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

[Signature]

Cargo
Mat. 98020111
Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Jefe de Conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

29 JUL 2025
Instalación Preventiva
HGR No. 1

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CareScape B450
Serie: SNT20290025HA
SW Ver: V3

Caso: 15308898
WO: WO-16768447

Inspección visual

	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	Ø	Ø	Ø
Módulos y periféricos	Ø	Ø	Ø
Carcasa y pantalla	Ø	Ø	Ø
Cables y accesorios	Ø	Ø	Ø

Seguridad eléctrica

	Ohm	Ohm
Resistencia a tierra	0.17	< 0.2
	µA	µA
Corriente de fuga a tierra		
Pol Norm	116	<300
Pol Norm, N abierto	197	<1000
Pol Rev, N abierto	175	<1000
Pol Rev	112	<300
Corriente de fuga a chasis		
Pol Norm	92	<100
Pol Norm, N abierto	114	<300
Pol Norm, G abierta	112	<300
Pol Rev, G abierta	147	<300
Pol Rev, N abierto	127	<300
Pol Rev	94	<100
Corriente fuga tierra ECG		
Pol Norm	0.2	<10
Pol Norm, N abierto	0.3	<50
Pol Norm, G abierta	0.6	<50
Pol Rev, G abierta	0.2	<50
Pol Rev, N abierto	0.6	<50
Pol Rev		<10
Corriente fuga (sink) ECG		
Pol Norm	16	<50
Pol Rev	12	<50

Pruebas funcionales

	Pasa	N/A	Falla
Configuraciones y hora	Ø	Ø	Ø
Prueba de pantalla táctil	Ø	Ø	Ø
Detección de módulos	Ø	Ø	Ø
Teclado	Ø	Ø	Ø
Alarma audible (bocina)	Ø	Ø	Ø
Alarma visual (LED)	Ø	Ø	Ø
Estado de red MC / IX	Ø	Ø	Ø
Log de errores	Ø	Ø	Ø
Tendencias	Ø	Ø	Ø
Impresora	Ø	Ø	Ø
Estado de batería >15min	Ø	Ø	Ø
Pruebas ECG	Ø	Ø	Ø
Pruebas Temperatura	Ø	Ø	Ø
Pruebas de PANI	Ø	Ø	Ø
Pruebas de SPO2	Ø	Ø	Ø
Pruebas de P.Invasivas	Ø	Ø	Ø
Módulo respiratorio	Ø	Ø	Ø
Modelo / NS:	N/A		
Calibración de gases	Ø	Ø	Ø
Prueba espirometría	Ø	Ø	Ø
Línea de muestreo y D-Fend	Ø	Ø	Ø

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP	ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
CPU Battery		Ø	Ø	Ø



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
Tijuana, B.C.

Equipo/herramienta de medición utilizado				
Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
PATIENT SIMULATOR	FLUKE	PROSIM 4	5914006	17/10/2025
SAFETY ANALYZER	FLUKE	ESA 612	4355044	16/10/2025

Comentarios y registro de módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Ing. Daniela Miroslava García Díaz

Ingeniero

Nombre y Firma

[Signature]

Responsable

Nombre y Firma

IMP Conservación Orduño veg
Mat. 99029055

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjete de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Responsable

Nombre y Firma

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1