



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM185.8

15308904

WO-17305384

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	739
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TUJANA	Serie:	SNT20290052HA
		SID GE:	SNT20290052HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	01-ago-25	8:00	01-ago-25	9:30
Fin del servicio: 1 de agosto de 2025				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza inspección de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, calibración, pruebas de seguridad eléctrica, procedimientos de acuerdo a manual de servicio

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2109358-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
01 AGO 2025
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

CONSERVACIÓN

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Cant.	# Parte / Catálogo	Kit y refacciones utilizadas en el servicio	No. Orden / No. de GON
		Descripción	
		No Aplica	

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TUJANA, B.C.

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

EJP-Cecilia Ines

Imss, Orduño López Mat. 99022212

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Carlos Osvaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

IMSS

Mat. 99024980

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS



GE Healthcare

01 AGO 2025

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE B450
Serie: SNT20290052HA
SW Ver:



Instalación Preventivo

CONSERVACIÓN HGR No. 1

Inspección visual	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	Ø	Ø	Ø
Carcasa y pantalla	Ø	Ø	Ø
Módulos y periféricos	Ø	Ø	Ø
Cables y accesorios	Ø	Ø	Ø

Seguridad eléctrica

Resistencia a tierra

Corriente de fuga a tierra

Pol Norm	107	<300
Pol Norm, N abierto	214	<1000
Pol Rev, N abierto	213	<1000
Pol Rev	111	<300

Corriente de fuga a chasis

Pol Norm	0	<100
Pol Norm, N abierto	98	<300
Pol Norm, G abierta	99	<300
Pol Rev, G abierta	99	<300
Pol Rev, N abierto	100	<300
Pol Rev	0	<100

Corriente fuga tierra ECG

Pol Norm	0.3	<10
Pol Norm, N abierto	0.9	<50
Pol Norm, G abierta	0.1	<50
Pol Rev, G abierta	0.1	<50
Pol Rev, N abierto	0.9	<50
Pol Rev		<10

Corriente fuga (sink) ECG

Pol Norm	0	<50
Pol Rev	0	<50

Pruebas funcionales	Pasa	N/A	Falla
Secuencia de encendido	Ø	Ø	Ø
Configuraciones y hora	Ø	Ø	Ø
Prueba de pantalla táctil	Ø	Ø	Ø
Detección de módulos	Ø	Ø	Ø
Teclado y perilla	Ø	Ø	Ø
Alarma audible	Ø	Ø	Ø
Alarma visual (LED)	Ø	Ø	Ø
Estado de red MC / IX	Ø	Ø	Ø
Log de errores	Ø	Ø	Ø
Tendencias	Ø	Ø	Ø
Impresora	Ø	Ø	Ø
Estado de batería >15min	Ø	Ø	Ø
Pruebas ECG	Ø	Ø	Ø
Pruebas Temperatura	Ø	Ø	Ø
Pruebas de PANI	Ø	Ø	Ø
Pruebas de SPO2	Ø	Ø	Ø
Pruebas de P.Invasivas	Ø	Ø	Ø
Módulo respiratorio	Ø	Ø	Ø

Modelo / NS:

Calibración de gases	Ø	Ø	Ø
Prueba espirometría	Ø	Ø	Ø
Línea de muestreo y D-Fend	Ø	Ø	Ø

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
2069650-001 CPU Battery	Ø	Ø	Ø

Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA	FLUKE	ES612	5989068	03 Oct 2025

Comentarios y registro de módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Ing. Miguel Arenas Moreno

Ingeniero
Nombre y Firma

EJP. Cecylia Ines
Orduño López Mat. 99022217

Responsable
Nombre y Firma

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjete de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Responsable
Nombre y Firma

Clave Presupuesta:
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



GE Healthcare

01 AGO 2025

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio

Tel. 800 2090 111

Correo: imss@gehealthcare.com



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

No. De Orden

0205 0214 2902

H.G.R. No. 1

No. de WO

Reporte fotográfico

MAM185.8

15308904

WO:17305384

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

TIJUANA, B.C.

No. Contrato 050GYR019N09125011-00

SID GE: SNT20290052HA

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: CARESCAPE B450

Serie: SNT20290052HA

A
N
T
E
R
S
I
D
E
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
D
E
L



Observaciones

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio



EJP. Cedylin Ines
Orduño López Mat. 99022217

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable



Carlos... González
Nombre completo

Cargo

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;

<http://ecso.gehealthcare.com/>