



DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.



CLIENTE:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1
DIRECCIÓN:	CALLE CANADA No. 16801
	COLONIA 3ERA ETAPA DE RÍO C.P. 22226
CIUDAD:	TIJUANA, B.C.
EQUIPO:	VENTILADOR
MARCA:	HAMILTON MEDICAL
MODELO:	C-2

ORDEN DE SERVICIO No.:

Nº 0863

FECHA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SERVICIO NÚMERO

CONTRATO N°

050GYR003N16025-003-00

SERIE N°:

INVENTARIO N°:

LOCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO:

☐ REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:

*ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA. *CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES. *ACCESORIOS (CARTUCHO, VASO DE SECRESIONES, FILTRO EXHALATORIO, SENSOR DE FLUJO DE ALAMBRE CALIENTE. *SMART, CABLE ILV. *REJILLA DE FAN. *ACCESORIOS PARA CAPNOGRAFÍA (SENSOR CAPNOSTAT, ADAPTADORES). *ACCESORIOS PARA SATURACIÓN (MÓDULO DE SPO2, CABLE TRONCAL Y SENSORES). *ACCESORIOS CATETERES (EXTENSIÓN PARA CATETER TRAQUEAL Y ESOFAGICO). *BASE RODABLE

☐ DESARROLLO DE PRUEBA EST

PRUEBA DE FUGAS, DISTENSIBILIDAD Y CALIBRACIÓN DE CELDA DE O2).

☐ VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE:

PRESIÓN DE ENTRADA DE GASES (AIRE Y O2 EN UN RANGO DE 20 A 80 PSI). *CELDA DE GASES. *FUNCIONES DEL MÓDULO INTERFAZ DE USUARIO (UIM): TOUCHSCREEN, PANEL DE MEMBRANA E INDICADORES. *PANEL FRONTAL DE INTERFACE (LEDS). *LOS SENSORES DE FLUJO PROXIMALES (ALAMBRE CALIENTE Y ORIFICIO VARIABLE). *LOS CATETERES (TRAQUEAL Y ESOFAGICO). *MODOS VENTILATORIOS. *FUNCIONALIDAD DE SPO2. *DE AUTOFIO2. *DE CAPNOGRAFÍA. *DE VOLUMEN GARANTIZADO. *DE IMV NASAL. *ALARMAS. *ACTIVACIÓN DEL COMPRESOR INTERNO (CUANDO LA PRESIÓN ES MENOR A 20 PSI) Y ENTREGA DE FLUJO. *ACTIVACIÓN DE LA BATERÍA INTERNA (FUNCIONAMIENTO DE 1 HR CON TOMA MURAL Y 30 MIN. CON COMPRESOR ACTIVADO). *ACTIVACIÓN DE LA BATERÍA EXTERNA (FUNCIONAMIENTO DE 4 HRS CON TOMA MURAL Y 2 HRS CON COMPRESOR ACTIVADO). *ACTIVACIÓN DEL NEBULIZADOR (MODO ADULTO, TOMA MURAL DE AIRE Y 15 LPM DE FLUJO). *DEL SMART. *DEL MICROSWITCH. *DE LA ALARMA SECUNDARIA. *DE LA RESISTENCIA. *DEL FAN DE ENFRIAMIENTO.

☐ VERIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS VENTILATORIOS MONITORIZADOS

*VOLUMEN INSPIRATORIO Y EXHALATORIO (+/-10%). *PRESIÓN INSPIRATORIA PICO (+/-2CM H2O). *PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA EXHALACIÓN (+/-2CM H2O). *FRECUENCIA RESPIRATORIA (+/-3% O +/- 2RPM). *TIEMPO INSPIRATORIO (+/-0.035). *FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 (+/-3%) FIO2. *ETCO2 (+/-10%). *SPO2 (+/-3%)

☐ AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE:

*TRANSDUCTORES DE PRESIÓN Y FLUJO (INSP, EXH, WYE FLOW, ENTRADA AIRE, ENTRADA O2, GAS MEZCLADO). *ESOFÁGICO, AUXILIAR Y FLUJO PROXIMAL. *CO2. *PRESIÓN BAROMÉTRICA. *CARACTERIZACIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO Y EXHALACIÓN. *BLENDER. *TOUCHSCREEN. *HISTÉRESIS. *PRUEBA DE COMPRESOR. APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO QUE INCLUYE: 1 FILTRO DE ENTRADA Y 1 FILTRO DE SALIDA PARA EL COMPRESOR. 1 FILTRO DE VENTILACIÓN. 1 FILTRO PARA TRAMPA DE AGUA DE ENTRADA DE AIRE. 1 DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN. 1 FILTRO DE ENTRADA DE OXIGENO. 1 FILTRO DE ENTRADA DE AIRE. *LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. *REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. *RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA HUMIDIFICADOR REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES. *LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. *VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN, ESTADO FÍSICO DEL EMPAQUE. *DEL EQUIPO, TEST INGENIERIL. *DE ALARMAS VISUALES. *DE ALARMAS VISUALES. *DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI APLICA). *DEL CALENTADOR DE TUBO (SI APLICA) SOLO PARA CALENTADORES REUSABLES. *PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS. REFACCIONES ADICIONALES KIT DE MANTENIMIENTO, BATERÍAS DE RESPALDO, SENSOR DE O2, SENSOR DE FLUJO.

RECEBIDO
04 DIC 2025CONSERVACIÓN
HGR No. 1

OBSERVACIONES:

No se realiza mantenimiento por turbina
dañada queda pendiente y refrigeración

David A. Díaz Man
ÁREA DEL SERVICIO

Carlos Osvaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
ÁREA DE CONSERVACIÓN

ING. HARRY M. ROJAS REYES
PERSONAL DIHSA