



Corporativo MS Sistemas Médicos, S.A. de C.V.

Orden de Servicio No.: 41038

Fecha: 20/May/25

CLIENTE

Unidad Hospitalaria:

IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1, Tijuana

Equipo: DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO

Serie: 130980002433

Marca: SCHILLER

Inventario:

Modelo: DEFIGARD HD-7

Ubicación: Hospitalización (2do piso)

☐ Mantenimiento correctivo

☐ Mantenimiento preventivo

☐ Diagnóstico

☐ Otro:

SERVICIO REALIZADO

TERCER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REALIZADO POR INGENIERO ESPECIALIZADO

VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

- ☒ PERILLAS DE SELECCIÓN.
- ☒ PANEL DE CONTROL.
- ☒ PALETAS, CONECTOR Y CABLE.
- ☒ DISPLAY.
- ☒ INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.
- ☒ IMPRESORA.
- ☒ CASRCASA.
- ☒ CIRCUITO DE DESCARGA INTERNA.
- ☒ SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES.
- ☒ REVISIÓN DEL MÓDULO DEL ECG.
- ☒ VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA.
- ☒ LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONSUMIBLES DEL EQUIPO.

LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS MÓVILES.

- ☒ EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.
- ☒ VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA ENTREGADA POR EL EQUIPO.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

- ☒ PRUEBA DE DESCARGA SINCRONIZADA UTILIZANDO EQUIPO DE MEDICIÓN PARA PRUEBA DE DESCARGA.
- ☒ REALIZAR 6 DISPAROS CONSECUTIVOS Y VERIFICAR TIEMPO DE CARGA ≤ 15 SEG. EN CADA UNO DE ELLOS.
- ☒ SEÑAL DE PRUEBA DE ECG.
- ☒ MEDICIÓN DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA, INDICACIONES VISUALES DE BATERÍA (CC, BATERÍA DESCARGADA, BATERÍA LLENA).

MEXICANO
PRO SOCIAL

0 MAY 2025

CONSERVACIÓN
No. 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Equipo funciona: Sí ☒ No ☐

FIRMAS

Ingeniero especialista

Usuario y/o responsable del servicio

Jefe responsable

Nombre y firma

Nombre y firma
recibe de conformidad

Nombre y firma
recibe de conformidad

RFC: CMS-100107-G13

Centro de Servicio: Av. Riobamba No. 861, Lindavista Norte, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P 07300.
Tel: +52 (55) 5119-5447 Ext. 142 servicio@kezelmedica.com www.kezelmedica.com