



Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 86116

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
01	10	25		050942019	109125-022-00		

CLIENTE	HGR No. 1			INGENIERO	ADMD
DIRECCION	Calle Canada #16801			INGENIERO	
POBLACION	Tijuana, Baja California			INGENIERO	
TELEFONO	664 305 7010			INGENIERO	
FAX				INGENIERO	

EQUIPO	Ultrasonido			MARCA	handwind	REPORTE	4891
MODELO	Mirro 2 touch			SERIE	CC1820400323D	COTIZACION	

TRABAJO REALIZADO	HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
	MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
	E	S	E	S			
Se presenta personal para realizar mantenimiento al equipo. Se revisa y funciona bien. Se procede a realizar limpieza y mantenimiento de las siguientes partes: Monitor, panel de control, pantalla táctil, transductor, fuente de poder, módulo de tarjetas electrónicas, transductores, chasis y carcasa. Se arma de nuevo y se realiza prueba de funcionamiento. El equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Al 100%. No fue necesaria otorgar asesoría técnica. No fue necesario el uso de refacciones.	L						
	M						
	M						
	09:00			12:00	3	3	01/10/25
	J						
	V						
	S						
TOTAL				3	3	1	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

BOLETOS DE AVION \$

BOLETOS DE CAMION \$

VIATICOS \$

RE 01 OCT 2025

CONSERVACIÓN HGR No. 1

MATERIAL DE CONSUMO	
CANTIDAD	DESCRIPCION
	Ultrasonido, Herramientas Diversas, Limpieza
	Transductor, Suplentes y mano de obra
	hombre.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE	DEPTO. DE MANTENIMIENTO
Dr. Alejandra Lucero Martinez Rivera Médico Radiólogo Jefatura de Imagenología HGR1 Ced. Esp. 11980592 Mat. 98024465			Carlos Oswaldo Ramirez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 99024980

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MIRROR 2 TOUCH

CONTRATO NUMERO: 050GYR019N09125-022-00 FECHA: 01/10/2025

CLIENTE: HGR No. 1

DATOS DEL EQUIPO:

UBICACIÓN: Imagenología EQUIPO: Ultrasonido
MARCA: Landwind MODELO: Mirror 2 touch
SERIE: CC1820400333D VERSION OS: 5.0.0.37089

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	SI	NO	
1	☒	☐	REVISIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO
2	☒	☐	VERIFICACIÓN DE SOFTWARE, ESPACIO DISPONIBLE EN DISCO DURO Y DEPURACIÓN DE BASE DE DATOS (EN CASO QUE EL USUARIO LO AUTORIZA)
3	☒	☐	DESENSAMBLADO GENERAL DEL EQUIPO.
4	☒	☐	LIMPIEZA GENERAL DE PARTICULAS ACENTADAS EN LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN.
5	☒	☐	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS
6	☒	☐	VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS VOLTAJES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (EN CASO DE SER NECESARIO)
7	☒	☐	REVISIÓN, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE MONITOR
8	☒	☐	REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE PANEL DE OPERACIÓN
9	☒	☐	REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE TECLADO ALFANUMÉRICO
10	☒	☐	REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTORES VARIABLES (STC'S) Y GANANCIAS GENERALES
11	☒	☐	REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE PANTALLA TÁCTIL
12	☒	☐	REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE TRACK BALL
13	☒	☐	REVISIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SWITCH'S DE TECLAS
14	☒	☐	REENSAMBLADO PARCIAL DEL EQUIPO PARA LAS PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y DE DESEMPEÑO.
15	☒	☐	VERIFICACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE ELLOS
16	☒	☐	REENSAMBLADO COMPLETO DEL EQUIPO
17	☒	☐	VERIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EQUIPO
18	☒	☐	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN
19	☒	☐	REALIZAR UNA PRUEBA PARA ANALIZAR Y PODER COMPROBAR QUE DESPUES DEL MANTENIMIENTO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
	☒	☐	EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO. AL 100%

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
01 OCT 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

KIT DE REFACCIONES:

LUBRICANTE MULTIMETRO HERRAMIENTA DIVERSA LIQUIDO LIMPIADOR SOPLADORA PAÑO DE MICROFIBRA

OBSERVACIONES:

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:

☒ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

☐ EN CENTRO DE SERVICIO

☐ PROGRAMAR SALIDA PARA REPARACIÓN

Ing. Alain Dietrich-Martinez Aguado
INGENIERO/TECNICO QUE REALIZA EL SERVICIO

Dra. Alejandra Lucero Martinez Rivera
Médico Radiólogo
Jefe de Imagenología HGRH
Ced. No. 1980592
ISSUE

Carlos Usualdo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN