

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Médica
HGR No. 1

COAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Localidad
TIJUANA

N° de Orden
AB0182-1841

Fecha
3-jul.-25

Ingeniero Dräger
Pedro García Chacon

Tipo de Mantenimiento
1er Mantenimiento Preventivo

Modelo:	BABY THERM 8010	No. Serie:	ARRM-0040	Marca:	DRÄGER
No. Prod:	AB0182	Inventario:	2002905889	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	CUNA DE CALOR RADIANTE	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación de resistencias cerámicas, calefacción del colchón y lámparas de fototerapia.
- Comprobación del módulo electrónico junto a sistemas de seguridad y control.

Incidencias:
Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-2936

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional.
* La asesoría técnica no fue requerida.

Material Utilizado.

No.	Cant.	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant.	No. Parte	Descripción	No. Serie
1					9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2.5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, firmar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Carlos Oswaldo Ramírez González
Puesto Subjefe de Conservación
Matrícula H.Git. No. 1
Fecha Mat. 99024980
Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre Pedro García Chacon
Fecha 3-jul.-25
Firma

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, firmar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre EEP, Almee Ruiz
Puesto Mat. 99028556
Matrícula X. Ruiz
Fecha
Firma

Datos Biomédico.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, firmar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre
Fecha
Firma

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
HGR No. 1

Sello Fechador

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORDO
03 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

German González
Av. Santa Fe 70 Int. 5-4-11
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 22060, CAYE
TIJUANA, B.C.

Olivia Guadalupe
José Guad. Col. Americana
Col. América C.P. 44140 Guadalupe, Jal.
C.P. 44140 Guadalupe, Jal.

Orden de Servicio IMSS

Unidad Medica

HGR No. 1

COAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Dräger

Datos del Equipo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Serie: ARRM-0040

No. Orden: ABO182-1841

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Carlos Osvaldo Ramirez González

Puesto Subjefe de Conservación

Matricula H.G.R. No. 1

Fecha IMSS Mat 99024980

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha

3-jul.-25

Firma

[Signature]

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Sello Echador

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
03 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

German Centro
Av. San Felipe 170 Int. 5
Col. Lomas de Miraflores
C.P. 01100, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Améri. C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB0182-1841

ID Actividad de Servicio:
1DFBBA4A-9735-46E5-AC43-F2873853B18E

Babytherm 8010

Funcional

Número de Inventario:
2002905889

Número de Serie:
ARRM-0040

Servicio Realizado por:
Pedro García Chacon

Localización:
Cuneros

Servicio Realizado el día:
03-07-2025

Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo	
1.1 Códigos de serie	
1.1.1 Babytherm 8004 / 8010	
1.1.1.1 Babytherm 8004 / 8010	
Sistema electrónico básico (2M30283 o 2M30284)	2M30283
1.2 Versión del software	
Versión de software (Babytherm)	1.01
1.3 (Opción) Fototerapia	
Fototerapia (horas de funcionamiento)	251
3 Seguridad del sistema eléctrico	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma EN 62353 (IEC 62353)	
3.1.1 Examen visual	
Estado comprobado.	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección	
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica	0.044 Ohm
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección	
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional
3.1.4 Corriente de fuga del equipo	
Valor de referencia de 100 V a 127 V	0.1 µA
Comprobación de repetición de 100 V a 127 V	0.1 µA
4 Prueba de funcionamiento y de estado	
4.1 Pruebas de estado	
4.1.1 Documentos adjuntos	
Todos los documentos adjuntos están disponibles según el operador o el usuario.	Funcional
4.1.2 Letreros de Babytherm	
Los letreros están limpios y completos y son legibles.	Funcional
4.1.4 Unidad de control y de regulación	
Las piezas mencionadas no están dañadas.	Funcional
4.1.5 (Opción) Carro regulable en altura, carro y columna	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Las ruedas orientables están firmemente unidas al carro.	Funcional
4.1.6 Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	
Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	Funcional
4.1.7 Paneles	
Se ha comprobado el estado y funcionamiento de todos los paneles.	Funcional
4.1.9 Radiador	
Radiador	Funcional
4.1.10 Varillas de calefacción	

Prueba	Resultado
Las varillas de calefacción no presentan huellas de sobrecarga térmica.	Funcional
4.1.11 Placa base	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Los tornillos del soporte están apretados.	Funcional
4.1.13 Otros accesorios	
Las piezas mencionadas no están sucias ni dañadas.	Funcional
4.2 Pruebas de funcionamiento	
4.2.1 Superficie de reposo	
Bloqueo de la superficie de reposo	Funcional
4.2.3 Prueba de encendido	
Se produce el autochequeo. Los indicadores LED, los indicadores de 7 segmentos y la bocina están activos durante aprox. 2 segundos. En el display aparece en un texto legible la indicación: Todos los indicadores encendidos, bocina encendida. El indicador LED rojo de alarma central del radiador se enciende brevemente.	Funcional
4.2.6 Radiador	
Potencia de caldeo ajustable manualmente	Funcional
Calentar ambos elementos de calefacción.	Funcional
El radiador se puede girar hacia la izquierda y la derecha. El radiador encaja en la posición media.	Funcional
Regulación de la temperatura cutánea	Funcional
4.2.7 Advertencia de fallo de la tensión de red	
Advertencia de fallo de la tensión de red	Funcional
4.2.8 Iluminación "Luz de trabajo/luz nocturna"	
Iluminación Luz de trabajo/luz nocturna	Funcional
4.2.9 Calefacción de colchón (Babytherm 8010)	
Alarma +/- 1 °C de desviación del valor nominal y real	Funcional
Ajuste del valor nominal	Funcional
4.2.11 Carro regulable en altura (opcional)	
La superficie de reposo asciende y desciende.	Funcional
4.2.12 (Opción) Fototerapia	
Prueba de funcionamiento	Funcional
4.2.15 Medidas finales	
4.2.15.1 Adhesivo de comprobación y entrega del aparato	
Adhesivo de comprobación y entrega del dispositivo	Funcional
5 Medios de comprobación	
5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó **completo**. Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.