

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica
HGR No. 1

N° de Orden
AB0184-1841

Fecha
3-jul.-25

OOAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Ingeniero Dräger
Pedro Garcia Chacon

Localidad
TIJUANA

Tipo de Mantenimiento
1er Mantenimiento Preventivo

Modelo:	BABYTHERM 8010	No. Serie:	ARRM-0067	Marca:	DRÄGER
No. Prod:	AB0184	Inventario:	2002905891	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	CUNA DE CALOR RADIANTE	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación de resistencias, cerámicas, calefacción del colchón y lámparas de fototerapia.
- Comprobación del módulo electrónico junto a sistemas de seguridad y control.

Incidencias:
Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-2937

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional.
* La asesoría técnica no fue requerida.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1					9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2.5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, firmar los datos faltantes con fecha de validez)

Nombre: Carlos Oswaldo Ramirez González
Puesto: Subjefe de Conservación
Matrícula: H.G.R. No. 1
Fecha: IMSS Mat 9-024980
Firma:

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre: Pedro Garcia Chacon
Fecha: 3-jul.-25
Firma:

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, firmar los datos faltantes con fecha de validez)

Nombre: Idalia Mela Guzman
Puesto: EJP
Matrícula: 11541853
Fecha: 03-07-25
Firma:

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, firmar los datos faltantes con fecha de validez)

Nombre:
Fecha:
Firma:

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Sello Fechador

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
03 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Oficina Cuernavaca
Av. Santa Fe 1000 int. 1
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 62000, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Cal. Americana
Col. Arroyo C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

NO imprimir esta hoja por ambos lados

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica
HGR No. 1

OAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Localidad
TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Serie: ARRM-0067

No. Orden: AB0184-1841

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde.)

Nombre Carlos Oswaldo Ramirez González
Puesto Subjefe de Conservación
Matricula H.G.R. No. 1
Fecha IMSS Mat. 99024980
Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre Pedro Garcia Chacon
Fecha 3-jul.-25
Firma [Firma]

Sello de Unidad



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Oficina Guadalupe
José Guad. Col. Americana
Col. Ameri C.P. 44140 Guadalupe, Jal.
C.P. 44140 Guadalupe, Jal.

Sello Fechador

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
03 JUL 2025

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

No imprimir esta hoja por ambos lados

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB0184-1841

ID Actividad de Servicio:
476208C7-66FD-4C78-B535-FD7DCB35EF3C

Babytherm 8010

Funcional

Número de inventario:
2002905891

Número de Serie:
ARRM-0067

Servicio Realizado por:
Pedro García Chacon

Localización:
Tococirugia

Servicio Realizado el día:
03-07-2025

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4.1.10 Varillas de calefacción	
1.1 Códigos de serie		Las varillas de calefacción no presentan huellas de sobrecarga térmica.	Funcional
1.1.1 Babytherm 8004 / 8010		4.1.11 Placa base	
1.1.1.1 Babytherm 8004 / 8010		Las piezas mencionadas no están dañadas. Los tornillos del soporte están apretados.	Funcional
Sistema electrónico básico (2M30283 o 2M30284)	2M30283	4.1.13 Otros accesorios	
1.2 Versión del software		Las piezas mencionadas no están sucias ni dañadas.	Funcional
Versión de software (Babytherm)	1.01	4.1.15 Aparatos de supervisión adicionales	
1.3 (Opción) Fototerapia		Se han comprobado los aparatos de supervisión adicionales de acuerdo con las instrucciones de prueba específicas.	Funcional
Fototerapia (horas de funcionamiento)	1014	4.2 Pruebas de funcionamiento	
3 Seguridad del sistema eléctrico		4.2.1 Superficie de reposo	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma EN 62353 (IEC 62353)		Bloqueo de la superficie de reposo	Funcional
3.1.1 Examen visual		4.2.3 Prueba de encendido	
Estado comprobado.	Funcional	Se produce el autochequeo. Los indicadores LED, los indicadores de 7 segmentos y la bocina están activos durante aprox. 2 segundos. En el display aparece en un texto legible la indicación. Todos los indicadores encendidos, bocina encendida. El indicador LED rojo de alarma central del radiador se enciende brevemente.	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.2.6 Radiador	
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica	0.299 Ohm	Potencia de calor ajustable manualmente	Funcional
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		Calentar ambos elementos de calefacción.	Funcional
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional	El radiador se puede girar hacia la izquierda y la derecha. El radiador encaja en la posición media.	Funcional
3.1.4 Corriente de fuga del equipo		Regulación de la temperatura cutánea	Funcional
Valor de referencia de 100 V a 127 V	43.4 µA	4.2.7 Advertencia de fallo de la tensión de red	
Comprobación de repetición de 100 V a 127 V	37.5 µA	Advertencia de fallo de la tensión de red	Funcional
4 Prueba de funcionamiento y de estado		4.2.8 Iluminación "Luz de trabajo/luz nocturna"	
4.1 Pruebas de estado		Iluminación Luz de trabajo/luz nocturna	Funcional
4.1.1 Documentos adjuntos		4.2.9 Calefacción de colchón (Babytherm 8010)	
Todos los documentos adjuntos están disponibles según el operador o el usuario.	Funcional	Alarma +/- 1 °C de desviación del valor nominal y real	Funcional
4.1.2 Letreros de Babytherm		Ajuste del valor nominal	Funcional
Los letreros están limpios y completos y son legibles.	Funcional	4.2.11 Carro regulable en altura (opcional)	
4.1.4 Unidad de control y de regulación		La superficie de reposo asciende y desciende.	Funcional
Las piezas mencionadas no están dañadas.	Funcional	4.2.12 (Opción) Fototerapia	
4.1.5 (Opción) Carro regulable en altura, carro y columna		Prueba de funcionamiento	Funcional
Las piezas mencionadas no están dañadas. Las ruedas orientables están firmemente unidas al carro.	Funcional	4.2.15 Medidas finales	
4.1.6 Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta		4.2.15. Adhesivo de comprobación y entrega del aparato	
Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	Funcional	1 Adhesivo de comprobación y entrega del dispositivo	Funcional
4.1.7 Paneles		5 Medios de comprobación	
Se ha comprobado el estado y funcionamiento de todos los paneles.	Funcional	5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
4.1.8 Cajón de rayos X ((opcional) en el Babytherm 8004)			
El cajón de rayos X no está dañado.	Funcional		
4.1.9 Radiador			
Radiador	Funcional		

Se han utilizado medios de comprobación con una

Funcional



calibración vigente.

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó ~~completo~~ funcional. Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.