

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OOAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Serie: ARRM-0069

No. Orden: AB0185-1841

Con número de serie



Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento



Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez

Puesto

Subjefe de Conservación

Matricula

H.G.R. No. 1

Fecha

IMSS Mat 49024580

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha

3-jul.-25

Firma

[Signature]

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Oficina Guadalupe
José Guad. Col. Americana
Col. Amén C.P. 44140 Guadalupe, Jal.
C.P. 44140 Guadalupe, Jal.

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

German Cantón
Av. Santa Fe, 100 int. 5-4
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 0210, CD. MX

INSTITUTO MEXICANO
DE SEGURO SOCIAL

RECORRIDO
03 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB0185-1841

ID Actividad de Servicio:
1A4A420F-A2ED-4379-8A9F-8CAF9830B4D6

Babytherm 8010

Funcional

Número de Inventario:
2002905893

Número de Serie:
ARRM-0069

Servicio Realizado por:
Pedro García Chacon

Localización:
Cuneros

Servicio Realizado el día:
03-07-2025

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4.1.11 Placa base	
1.1 Códigos de serie		Las piezas mencionadas no están dañadas, los bornes del soporte están apretados.	Funcional
1.1.1 Babytherm 8004 / 8010		4.1.13 Otros accesorios	
1.1.1.1 Babytherm 8004 / 8010		Las piezas mencionadas no están sueltas ni dañadas.	Funcional
Sistema electrónico básico (2M30283 o 2M30284)	2M30283	4.1.15 Aparatos de supervisión adicionales	
1.2 Versión del software		Se han comprobado los aparatos de supervisión adicionales de acuerdo con las instrucciones de prueba específicas.	Funcional
Versión de software (Babytherm)	101	4.2 Pruebas de funcionamiento	
1.3 (Opción) Fototerapia		4.2.1 Superficie de reposo	
Fototerapia (horas de funcionamiento)	271	Requisito de la superficie de reposo.	Funcional
3 Seguridad del sistema eléctrico		4.2.3 Prueba de encendido	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma EN 62353 (IEC 62353)		Se produce el autochequeo. Los indicadores LED, los indicadores de 7 segmentos y la bocina están activos durante aprox. 2 segundos. En el display aparece en un texto legible la indicación: Todos los indicadores encendidos, bocina encendida. El indicador LED rojo de alarma central del radiador se enciende brevemente.	Funcional
3.1.1 Examen visual		4.2.6 Radiador	
Estado comprobado.	Funcional	Potencia de calentamiento ajustable manualmente.	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		Calentar ambos elementos de calefacción.	Funcional
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica.	0,104 Ohm	El radiador se puede girar hacia la izquierda y la derecha. El radiador encaja en la posición media.	Funcional
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		Regulación de la temperatura cutánea.	Funcional
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional	4.2.7 Advertencia de fallo de la tensión de red	
3.1.4 Corriente de fuga del equipo		Advertencia de fallo de la tensión de red.	Funcional
Valor de referencia de 100 V a 127 V.	35,0 µA	4.2.8 Iluminación "Luz de trabajo/luz nocturna"	
Comprobación de repetición de 100 V a 127 V.	41,9 µA	Iluminación Luz de trabajo/luz nocturna.	Funcional
4 Prueba de funcionamiento y de estado		4.2.9 Calefacción de colchón (Babytherm 8010)	
4.1 Pruebas de estado		Alarma ± 1 °C de desviación del valor nominal y real.	Funcional
4.1.1 Documentos adjuntos		Ajuste del valor nominal.	Funcional
Todos los documentos adjuntos están disponibles según el operador o el usuario.	Funcional	4.2.11 Carro regulable en altura (opcional)	
4.1.2 Letreros de Babytherm		La superficie de reposo asciende y desciende.	Funcional
Los letreros están limpios y completos y son legibles.	Funcional	4.2.12 (Opción) Fototerapia	
4.1.4 Unidad de control y de regulación		Prueba de funcionamiento.	Funcional
Las piezas mencionadas no están dañadas.	Funcional	4.2.15 Medidas finales	
4.1.5 (Opción) Carro regulable en altura, carro y columna		4.2.15. Adhesivo de comprobación y entrega del aparato	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Las ruedas orientables están firmemente unidas al carro.	Funcional	Adhesivo de comprobación y entrega del dispositivo.	Funcional
4.1.6 Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta		5 Medios de comprobación	
Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta.	Funcional	5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
4.1.7 Paneles		Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional
Se ha comprobado el estado y funcionamiento de todos los paneles.	Funcional		
4.1.9 Radiador			
Radiador.	Funcional		
4.1.10 Varillas de calefacción			
Las varillas de calefacción no presentan huellas de sobrecarga térmica.	Funcional		

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó **Excepcional**. Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.

Lista de Participantes Entrenamiento / Asesoría

Dräger

Equipo(s)	CUNA DE CALOR RADIANTE	Fecha	3-jul.-25
Modelo	BASYTHERM 8010		
Marca	DRÄGER		
Hospital	HGR No. 1	Entrenador	Pedro Garcia Chacon
Localidad	TIJUANA	Puesto	Ingeniero de Servicio
Delegación	BAJA CALIFORNIA	Firma	<i>Pedro Cha</i>

Participantes

No.	Nombre	Cargo	Matricula	Firma
1	Yessica Crespo	EEP	98024865	<i>Yessica Crespo</i>
2	Amir (Amir)	EEP	97028550	<i>Amir</i>
3	Norma Medina	EGC	99026926	<i>N Medina</i>
4	Omilia Romero Korte Korte	EGC	97225896	<i>Omilia</i>
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
03 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1