

Orden de Servicio

Cliente

Nº de Orden

Fecha

Ubicación
IMSS HRG No 1 Tijuana
Tijuana
BAJA CALIFORNIA

1000101

JML-ASSK-0046 C46072

19-Feb-26

FSE

Jaime Martínez Lara

Dato Reporte

Problema Reportado

SSOL

Correctivo

SPED

Datos del Equipo	Descripción
	Modelo: Babylog VN600
	Número de Equipo / Serie: ASSK-0046
	Nº de Inventario: 202500055743
	Ubicación: UCIN
	Estado del Equipo: Completamente funcional.

Pos	Cantidad	Descripción
		Acude personal de Dräger a IMSS HRG No 1 Tijuana, para servicio de mantenimiento correctivo a Babylog VN600 SN: ASSK-0046, se cambia la ECD DISPLAY por falla en el touch, se realizan las siguientes acciones:
		- Revisión del aspecto.
		- Pruebas de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra.
		- Pruebas de funcionamiento y estado.
		- Limpieza general del equipo.
		El equipo queda 100% funcional.
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RECIBIDO 19 FEB 2026 CONSERVACIÓN HGR No. 1
		*Etiqueta de seguridad: 3284-04-785, 3284-04-786
0001	2.0	S001 Servicio Normal
0002	1.0	T001 Desplazamiento Normal
0003	1.0	W001 Tiempo de Espera Normal
0004	0.0	
0005	1.0	8422373 MATERIAL UTILIZADO
0006	0.0	ECD DISPLAY BUNDLE VN600
0007	0.0	
0008	0.0	
0009	0.0	
0010	0.0	

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

19-feb-26
Jaime Martínez Lara

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Manuel Refinert
19020407

German Centro:
Av. Santa Fe, 70 int. 5-4-16 Col. Lomas de Santa Fe C.P. 0220, CDMX

Oficina Querétaro:
José Guadalupe Zuno 2302 Ser Pilo Col. Americana C.P. 44140 Querétaro, JALISCO

Dräger Medical México, S.A. de C.V. (Dräger), una filial de Dräger AG, ubicada en Edificio German Centro, Avenida Santa Fe, Número 70, Interiores 5-4-16, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 0220, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Los datos personales recabados serán utilizados para las siguientes finalidades primarias: Para comprobar que, a través del presente formato, ha recibido por parte de Dräger los servicios profesionales contratados por nuestros Clientes.
Para consultar mayor información sobre los términos y condiciones en los que serán tratados sus datos personales, consulte los formatos que puede encontrar en la información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos, ARCO, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en: https://www.draeger.com.mx/_static/Data-Protection.pdf

No imprimir esta hoja por ambos lados



Tecnología para la vida

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HRG No 1 Tijuana

Número de Orden de Servicio:
JML-ASSK-0046 C46072

ID Actividad de Servicio:
8E4F6C3F-C1FE-42AF-A4B9-45502E21F961

Babylog VN600

Número de Inventario:
202500055743

Número de Serie:
ASSK-0046

Servicio Realizado por:
Martínez, Jaime

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
2026-02-19

Funcional

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		Unidad de manejo	Funcional
1.1 Números de serie		4.2 Prueba del estado de las opciones	
Unidad de control	46513062	4.2.4 Carro (opcional)	
Unidad de ventilación	ASSK-0046	Carro (opcional)	Funcional
Válvula inspiratoria	ASSE-0067	4.2.6 Soporte de tubo (opcional)	
Válvula espiratoria de neonatos	ASSD-1415	Soporte de tubo (opcional)	Funcional
Carro (opcional)	ASSJ-0332	4.3 Unidad de manejo	
3 Seguridad eléctrica		4.3.2 Barra de alarma	
3.1 Seguridad eléctrica según IEC 62353		Barra de alarma de la unidad de visualización	Funcional
3.1.1 Examen visual		4.3.3 Botón giratorio	
Examen visual	Funcional	Botón giratorio	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.3.4 Alarma acústica	
Máximo valor medido del equipo EM	17 Ohm	Alarma acústica	Funcional
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.3.5 Versión del software	
Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra	Funcional	Versión de software	2.01.00
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		4.3.6 Tecla para silenciar alarmas	
Valor medido	37 µA	Tecla para silenciar alarmas	Funcional
4 Prueba de funcionamiento y de estado		4.7 Chequeo del sistema según las instrucciones de uso	
4.1 Prueba de estado en general		Chequeo del sistema	Funcional
4.1.1 Aparato médico		4.18 Medidas finales	
Aparato médico	Funcional	4.18.1 Entrega del aparato con el adhesivo de comprobación	
4.1.4 Placas identificativas, adhesivos y rótulos del aparato médico		Entrega del dispositivo con el adhesivo de comprobación	Funcional
Placas identificativas, adhesivos y rótulos	Funcional	5 Medios de comprobación	
4.1.5 Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas		5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas	Funcional	Se han utilizado medios de comprobación con calibración vigente	Funcional
4.1.6 Unidad de manejo			

Observaciones

Tipo: Analizador de seguridad eléctrica
Marca / Modelo: ETIQUETA DE SEGURIDAD: 3284-04-785, 3284-04-786
Serie: FLUKE/ESA612
Vigencia: JAIME MARTÍNEZ LARA

2076052 23/05/2026

Carlos Oswaldo Kamirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 09024980

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó como "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.