

Orden de Servicio

Folio: MP3_03679_MT

Fecha de servicio: 22/05/2025

- ☐ Mantenimiento Correctivo
 ☐ Puesta en Operación
 ☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Diagnóstico
 ☐ Capacitación
 ☐ Instalación

Cliente: Instituto Mexicano del Seguro Social HGR I Tijuana

Domicilio: Canadá, 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, Río Tijuana 3ra Etapa, 22226

Deplo/Lab: Patología

Garantía: Si

Usuario: _____

Teléfono: _____

Ext: _____

E-mail: _____

Equipo: _____

Microtomo

Modelo: _____

HistoCore Multicut

Marca: _____

Leica Biosystems

Número de serie: _____

03679

Accesorios: N/A

Observaciones:

Se realizó mantenimiento preventivo del equipo.



Carlos Osvaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 I.G.R. No. _____
 IMSS Mat. 99024980

Realizó
Francisco Sazucua Beltrán
 Técnico y Físico

Carlos Osvaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 I.G.R. No. _____
 IMSS Mat. 99024980

Asesoría y Proveedor de Equipos para Laboratorio S.A. de C.V.

Av. México 2522, Fracc. Ladrón de Guevara, CP 44600, Guadalajara, Jalisco, México.
 Tel. centralizado: (33) 3679-3800, Ext. 143, Correo: soporte@aspelab.com



Orden de Servicio

Folio: MP3_03679_MT

Equipo:

Microtomo

Marca:

Leica Biosystems

Modelo:

HistoCore Multicut

Número de serie:

03679

- ☒ Consulta con el (los) usuario(s) sobre el comportamiento del sistema en general.
- ☒ Revisión del cable de alimentación eléctrica y del mando de control externo.
- ☒ Comprobar funcionalidad eléctrica del instrumento:
 - Sistema de apagado/encendido.
 - Indicadores luminosos y display del control de mando externo.
 - Modificación de los parámetros del tipo de corte.
 - Sistema motorizado de avance del cabezal.
 - Control de mando integrado.
 - Indicador acústico de final de recorrido del sistema motorizado del cabezal.
- ☒ Ejecución de lo siguiente en el mecanismo porta-cuchillas:
 - Inspección visual.
 - Desensamble y limpieza exhaustiva.
 - Diagnóstico del desgaste natural de los componente móviles.
- ☒ Ejecución de lo siguiente en el mecanismo porta-muestras:
 - Inspección visual.
 - Desensamble y limpieza exhaustiva.
 - Pruebas de sujeción.
- ☒ Lubricación del porta-cuchillas y sujetador de cabezal.
- ☒ Comprobar la condición del orientador del cabezal.
- ☒ Comprobar el funcionamiento de la manivela y sus mecanismos de bloqueo.
- ☒ Revisar el ajuste del sistema de fuerzas y ajustar si es necesario.
- ☒ Llevar a cabo una prueba de validación final cortando muestras del cliente.
- ☒ Entrega del reporte de resultados y hallazgos encontrados.



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECEBIDO
22 MAY 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Carlos Osvaldo Ramírez González
Sujeto de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Dr. Juan Pablo Robles Noriega
Medicina Patológica
0026043

Contenido/Recibido

Francisco Salceda Baldrán

Nombre y firma

Asesoría y Proveedor de Equipos para Laboratorio S.A. de C.V.
Av. México 2522, Fracc. Ladrón de Guevara, CP 44600, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. conmutador: (33) 3679-3800. Ext: 143. Correo: soporte@aspelab.com