

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

N° de Orden

PEG-ASSL-0001 C45790

Fecha

13/05/2025

Cliente
IMSS HRG No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

FSE
Pedro García

Data Reporte
SSOL
SPED

Problema Reportado
Correctivo

Datos del Equipo

Descripción
Modelo: Babylog VN600
Número de Equipo /Serie: ASSL-0001
N° de Inventario:
Ubicación: UCIN
Estado del Equipo: Completamente funcional.



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
13 MAY 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Nos presentamos a realizar reparación, se reporta fallo en chequeo del equipo, se verifican conexiones, válvulas, se realiza chequeo completo de sistema y pruebas dinámicas. El equipo se encuentra funcionando correctamente.

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-2743

Pos	Cantidad	Descripción
0001	1,0	S001 Servicio Normal
0002	0,0	T001 Desplazamiento Normal
0003	0,0	W001 Tiempo de Espera Normal
0004	0,0	
0005	0,0	
0006	0,0	
0007	0,0	
0008	0,0	
0009	0,0	
0010	0,0	

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Pedro García

13/05/2025

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
IMSS Mar 99020041

S.J.E. Betsabe Payán Acosta
Mar 9903085

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO 1

Número de Orden de Servicio:
PEG-ASSL-0001 C45790

ID Actividad de Servicio:
C9139464-6488-4ECD-9FFA-EFC825455294

Babylog VN600

Funcional

Número de Inventario:
-

Número de Serie:
ASSL-0001

Servicio Realizado por:
García, Pedro

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
2025-05-13

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4.3.2 Version del software	
1.1 Números de serie		Version de software	2 01 00 
Válvula espiratoria de neonatos	ASSD-1416 	4.3.3 Baterías	
Unidad de control	46513070 	Sustituir la batería interna en XX meses	2025-10-12 
Carro (opcional)	ASSK-0070 	4.4 Preparación para las pruebas de funcionamiento	
Unidad de ventilación	ASSL-0001 	Pruebas de funcionamiento	Funcional 
Válvula inspiratoria	ASSE-0075 	4.5 Unidad de manejo	
3 Seguridad eléctrica		4.5.1 Alarmas ópticas	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353, YY/T 0841)		La barra de alarma se ilumina de forma uniforme en rojo, verde y azul	Funcional 
3.1.1 Examen visual		4.5.2 Iluminación del codificador rotatorio	
Examen visual	Funcional 	Iluminación del codificador rotatorio	Funcional 
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.5.3 Alarma acústica	
Máximo valor medido del equipo EM	0 204 Ohm 	Alarma acústica	Funcional 
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.6 Unidad de respiración del módulo M1.3 (administración de gas)	
Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra	Funcional 	4.6.2 Puesta a cero de los sensores de flujo	
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		Puesta a cero de los sensores de flujo	Funcional 
Valor medido	60.2 µA 	4.6.3 Diferencia de flujo relativa S2S3	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		Diferencia de flujo relativa S2S3	0.011 L/min 
4.1 Prueba de estado en general		4.6.4 Diferencia de flujo relativa S1S3	
4.1.1 Aparato médico		Diferencia de flujo relativa S1S3	0.016 
Aparato médico	Funcional 	4.6.5 Fuga en LPSV V3	
4.1.2 Documentos adjuntos		Fuga en LPSV V3	0.968 L/min 
Documentación adjunta disponible	Funcional 	4.6.7 Presión de desconexión del comparador	
4.1.3 Manual de productos de medicina		Presión de desconexión del comparador	897.41 mbar 
Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional 	4.6.8 Presión de conexión del comparador	
4.1.4 Placas identificativas, adhesivos y rótulos del aparato médico		Presión de conexión del comparador	198.47 mbar 
Placas identificativas, adhesivos y letreros	Funcional 	4.6.9 Válvula proporcional de AIR 120 L/min	
4.1.5 Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas		Válvula proporcional de AIR 120 L/min	0.188 A 
Placas identificativas, adhesivos y letreros en las opciones instaladas	Funcional 	4.6.10 Válvula proporcional de AIR 5 L/min	
4.1.6 Unidad de manejo		Válvula proporcional de AIR 5 L/min	0.116 A 
Unidad de manejo	Funcional 	4.6.11 Válvula proporcional de O2 120 L/min	
4.1.7 Ventilador		Válvula proporcional de O2 120 L/min	0.187 A 
Unidad de respiración	Funcional 	4.6.12 Válvula proporcional de O2 5 L/min	
4.2 Prueba del estado de las opciones		Válvula proporcional de O2 5 L/min	0.106 A 
4.2.4 Carro (opcional)		4.6.13 " System Leakage Test (M1V3) "	
Carro (opcional)	Funcional 	Prueba de fugas del sistema (M1V3)	Funcional 
4.2.6 Soporte de tubo (opcional)		4.6.14 Fuga en la válvula proporcional de AIR	
Soporte de tubo (opcional)	Funcional 	Fuga en la válvula proporcional de AIR	0.125 mbar 
4.3 Valor del fusible y lectura de la versión de software y de los datos de servicio		4.6.16 Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)	
4.3.1 Valor del fusible		Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)	0.024 L/min 
Valor del fusible de la batería (F3)	Funcional 	4.6.17 Fuga en la válvula proporcional de O2	
		Fuga en la válvula proporcional de O2	0 mbar 

4.6.19	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PIA)				Sensor de flujo de neonatos IST	Funcional	✓
	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PIA)	0.175 L/min	✓		4.12.4 "IST Airway Pressure Measurement"	Funcional	✓
4.6.20	Medición comparativa de la presión P _{rank} y el sensor de presión de inspiración				IST Airway Pressure Measurement	Funcional	✓
	Medición comparativa de la presión P _{rank} y el sensor de presión de inspiración	Funcional	✓		4.12.5 "Pneumatic Release Logic Test"	Funcional	✓
4.6.21	Medición comparativa de valores de flujo M1.3				Pneumatic Release Logic Test	Funcional	✓
	Medición comparativa de valores de flujo M1.3	Funcional	✓		4.12.6 Sensores de presión S2 y S8		
4.7	Unidad de ventilación módulo sensor de O ₂				S2 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	32.1 mbar	✓
4.7.1	Calibración del sensor de O ₂				S8 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	2.2 mbar	✓
	Calibración del sensor de O ₂	Funcional	✓		4.13 Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 2		
4.7.2	Precisión de la medición				4.13.1 Parámetros de la batería	Funcional	✓
	Precisión de la medición	Funcional	✓		Parámetros de la batería	Funcional	✓
4.8	Unidad de respiración del módulo M4.1 (monitorización de temperatura/flujo/presión)				4.14 Unidad de respiración, temperatura interna del dispositivo		
4.8.1	Calibración de los sensores de presión				4.14.1 Prueba	Funcional	✓
	Calibración de los sensores de presión	Funcional	✓		Comprobación	Funcional	✓
4.8.2	Offset del sensor de presión de inspiración				4.15 Unidad de respiración, generador piezoeléctrico		
	Offset del sensor de presión de inspiración	679 mV	✓		4.15.1 Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.8.3	Offset del sensor de presión de espiración				Señal de alarma acústica	Funcional	✓
	Offset del sensor de presión de espiración	881 mV	✓		4.17 Unidad de respiración, calefacción de la válvula espiratoria		
4.8.4	Medición de la temperatura del módulo M4.1				4.17.1 Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
	Medición de la temperatura del módulo M4.1	Funcional	✓		Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.8.5	Tensión de referencia del módulo M4.1				4.18 Unidad de respiración (opcional) nebulizador/eyector		
	Tensión de referencia del módulo M4.1	Funcional	✓		4.18.1 Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.9	Dispositivos de seguridad				Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.9.1	Válvula de espiración de emergencia SV2				4.23 Aparato médico, pruebas de funcionamiento en el modo de funcionamiento		
	Válvula de espiración de emergencia SV2	Funcional	✓		4.23.1 Autochequeo	Funcional	✓
4.9.2	Válvula de respiración de emergencia SV3				Autochequeo	Funcional	✓
	Válvula de respiración de emergencia SV3	Funcional	✓		4.23.2 Chequeo del sistema	Funcional	✓
4.9.3	Válvula anti-retorno en la válvula de espiración				Chequeo del sistema	Funcional	✓
	Válvula anti-retorno en la válvula de espiración	Funcional	✓		4.23.3 Prueba del circuito respiratorio	Funcional	✓
4.9.4	Resistencia de espiración de la válvula de espiración de neonatos				Prueba del circuito respiratorio	Funcional	✓
	Resistencia de espiración de la válvula de espiración de neonatos	Funcional	✓		4.23.4 Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración	Funcional	✓
4.9.5	Sensor de flujo de neonatos				Preparación de las pruebas de funcionamiento	Funcional	✓
	Sensor de flujo de neonatos	Funcional	✓		4.23.6 Pantalla de la unidad de ventilación	Funcional	✓
4.10	Unidad de respiración del módulo de la fuente de alimentación M7.3 Plus				Pantalla de la unidad de ventilación	Funcional	✓
4.10.1	Ventiladores				4.23.7 Tecla para silenciar alarmas	Funcional	✓
	Ventiladores	Funcional	✓		Tecla para silenciar la alarma	Funcional	✓
4.10.2	Tensión de alimentación				4.24 On/Off logic test	Funcional	✓
	Tensión de alimentación	Funcional	✓		On/Off logic test	Funcional	✓
4.10.3	Temperatura interna				4.26 Medidas finales		
	Temperatura interior	Funcional	✓		4.26.1 Informe de estado del dispositivo	Funcional	✓
4.11	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1				Informe de estado del dispositivo	Funcional	✓
	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1	Funcional	✓		4.26.2 Entrega del aparato con el adhesivo de comprobación	Funcional	✓
4.12	Unidad de respiración PI, autocomprobación				Entrega del dispositivo con el adhesivo de comprobación	Funcional	✓
4.12.2	Flujo de enjuague M12.4				5 Medios de comprobación		
	Flujo de enjuague M12.4	Funcional	✓		5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria		
4.12.3	Sensor de flujo de neonatos IST				Se han utilizado medios de comprobación con calibración vigente	Funcional	✓

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica: Fluke/ESA612, NS: 3595049, Next cal: 28/06/2025
 Analizador de flujo de gases: Fluke/VT 305, NS: BF 102136, Next cal: 28/06/2025