

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

N° de Orden

PEG-ASSL-0002 C45790

Fecha

13/05/2025

Cliente

IMSS HRG No 1 Tijuana

BAJA CALIFORNIA

FSE

Pedro Garcia

Data Reporte

SSOL

SPED

Problema Reportado

Correctivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Babylog VN600

Número de Equipo / Serie:

ASSL-0002

N° de Inventario:

Ubicación:

UCIN

Estado del Equipo:

Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Nos presentamos a realizar reparacion, se reporta fallo en chequeo del equipo, se verifican conexiones, válvulas se realizan chequeos completo de sistema y pruebas dinámicas. El equipo se encuentra funcionando correctamente.

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-2742

0001	1,0	SSOL	Servicio Normal
0002	0,0	T001	Desplazamiento Normal
0003	0,0	W001	Tiempo de Espera Normal
0004	0,0		
0005	0,0		
0006	0,0		
0007	0,0		
0008	0,0		
0009	0,0		
0010	0,0		

Fecha, Firma Técnico Dräger

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
13 MAY 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
IMSS Mat. 99920041

S.J.E. Escriba Payán Acosta
Mat. 99920041

Pedro Garcia

13/05/2025

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO 1

Número de Orden de Servicio:
FEG-ASSL-0002 C45790

ID Actividad de Servicio:
8E36310A-26D9-4AED-93EC-7D79B6D21C06

Babylog VN600

Funcional

Número de Inventario:

Número de Serie:
ASSL-0002

Servicio Realizado por:
García, Pedro

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
2025-05-13

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4.3.2 Versión del software	
1.1 Números de serie		Versión de software	2 01 00
Válvula espiratoria de neonatos	ASSD-1778	4.3.3 Baterías	
Unidad de control	ASSL-0002	Sustituir la batería interna en XX meses	2025-10-13
Carro (opcional)	ASSK-0100	4.4 Preparación para las pruebas de funcionamiento	
Unidad de ventilación	46513061	Pruebas de funcionamiento	Funcional
Válvula inspiratoria	ASTH-0483	4.5 Unidad de manejo	
3 Seguridad eléctrica		4.5.1 Alarmas ópticas	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353, YY/T 0841)		La barra de alarma se ilumina de forma uniforme en rojo, verde y azul.	Funcional
3.1.1 Examen visual		4.5.2 Iluminación del codificador rotatorio	
Examen visual	Funcional	Iluminación del codificador rotatorio	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.5.3 Alarma acústica	
Máximo valor medido del equipo EM	0.087 Ohm	Alarma acústica	Funcional
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.6 Unidad de respiración del módulo M1.3 (administración de gas)	
Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra	Funcional	4.6.2 Puesta a cero de los sensores de flujo	
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		Puesta a cero de los sensores de flujo	Funcional
Valor medido	61.5 µA	4.6.3 Diferencia de flujo relativa S2S3	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		Diferencia de flujo relativa S2S3	0.006 L/min
4.1 Prueba de estado en general		4.6.4 Diferencia de flujo relativa S1S3	
4.1.1 Aparato médico		Diferencia de flujo relativa S1S3	0.007
Aparato médico	Funcional	4.6.5 Fuga en LPSV V3	
4.1.2 Documentos adjuntos		Fuga en LPSV V3	0.965 L/min
Documentación adjunta disponible	Funcional	4.6.7 Presión de desconexión del comparador	
4.1.3 Manual de productos de medicina		Presión de desconexión del comparador	897.95 mbar
Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional	4.6.8 Presión de conexión del comparador	
4.1.4 Placas identificativas, adhesivos y rótulos del aparato médico		Presión de conexión del comparador	197.38 mbar
Placas identificativas, adhesivos y letreros	Funcional	4.6.9 Válvula proporcional de AIR 120 L/min	
4.1.5 Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas		Válvula proporcional de AIR 120 L/min	0.181 A
Placas identificativas, adhesivos y letreros en las opciones instaladas	Funcional	4.6.10 Válvula proporcional de AIR 5 L/min	
4.1.6 Unidad de manejo		Válvula proporcional de AIR 5 L/min	0.110 A
Unidad de manejo	Funcional	4.6.11 Válvula proporcional de O2 120 L/min	
4.1.7 Ventilador		Válvula proporcional de O2 120 L/min	0.182 A
Unidad de respiración	Funcional	4.6.12 Válvula proporcional de O2 5 L/min	
4.2 Prueba del estado de las opciones		Válvula proporcional de O2 5 L/min	0.108 A
4.2.4 Carro (opcional)		4.6.13 " System Leakage Test (M1V3) "	
Carro (opcional)	Funcional	Prueba de fugas del sistema (M1V3)	Funcional
4.2.6 Soporte de tubo (opcional)		4.6.14 Fuga en la válvula proporcional de AIR	
Soporte de tubo (opcional)	Funcional	Fuga en la válvula proporcional de AIR	0.168 mbar
4.3 Valor del fusible y lectura de la versión de software y de los datos de servicio		4.6.16 Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)	
4.3.1 Valor del fusible		Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)	0.016 L/min
Valor del fusible de la batería (F3)	Funcional	4.6.17 Fuga en la válvula proporcional de O2	
		Fuga en la válvula proporcional de O2	-0.010 mbar

4.6.19	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PIA)		
	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PIA)	0.176 L/min	✓
4.6.20	Medición comparativa de la presión P _{rank} y el sensor de presión de inspiración		
	Medición comparativa de la presión P _{rank} y el sensor de presión de inspiración	Funcional	✓
4.6.21	Medición comparativa de valores de flujo M1.3		
	Medición comparativa de valores de flujo M1.3	Funcional	✓
4.7	Unidad de ventilación módulo sensor de O ₂		
4.7.1	Calibración del sensor de O ₂		
	Calibración del sensor de O ₂	Funcional	✓
4.7.2	Precisión de la medición		
	Precisión de la medición	Funcional	✓
4.8	Unidad de respiración del módulo M4.1 (monitorización de temperatura/flujo/presión)		
4.8.1	Calibración de los sensores de presión		
	Calibración de los sensores de presión	Funcional	✓
4.8.2	Offset del sensor de presión de inspiración		
	Offset del sensor de presión de inspiración	880 mV	✓
4.8.3	Offset del sensor de presión de espiración		
	Offset del sensor de presión de espiración	882 mV	✓
4.8.4	Medición de la temperatura del módulo M4.1		
	Medición de la temperatura del módulo M4.1	Funcional	✓
4.8.5	Tensión de referencia del módulo M4.1		
	Tensión de referencia del módulo M4.1	Funcional	✓
4.9	Dispositivos de seguridad		
4.9.1	Válvula de espiración de emergencia SV2		
	Válvula de espiración de emergencia SV2	Funcional	✓
4.9.2	Válvula de respiración de emergencia SV3		
	Válvula de respiración de emergencia SV3	Funcional	✓
4.9.3	Válvula anti-retorno en la válvula de espiración		
	Válvula anti-retorno en la válvula de espiración	Funcional	✓
4.9.4	Resistencia de espiración de la válvula de espiración de neonatos		
	Resistencia de espiración de la válvula de espiración de neonatos	Funcional	✓
4.9.5	Sensor de flujo de neonatos		
	Sensor de flujo de neonatos	Funcional	✓
4.10	Unidad de respiración del módulo de la fuente de alimentación M7.3 Plus		
4.10.1	Ventiladores		
	Ventiladores	Funcional	✓
4.10.2	Tensión de alimentación		
	Tensión de alimentación	Funcional	✓
4.10.3	Temperatura interior		
	Temperatura interior	Funcional	✓
4.11	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1		
	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1	Funcional	✓
4.12	Unidad de respiración PI, autocomprobación		
4.12.2	Flujo de enjuague M12.4		
	Flujo de enjuague M12.4	Funcional	✓
4.12.3	Sensor de flujo de neonatos IST		

	Sensor de flujo de neonatos IST	Funcional	✓
4.12.4	" IST Airway Pressure Measurement "		
	IST Airway Pressure Measurement	Funcional	✓
4.12.5	" Pneumatic Release Logic Test "		
	Pneumatic Release Logic Test	Funcional	✓
4.12.6	Sensores de presión S2 y S8		
	S2 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	20.8 mbar	✓
	S8 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	2.4 mbar	✓
4.13	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 2		
4.13.1	Parámetros de la batería		
	Parámetros de la batería	Funcional	✓
4.14	Unidad de respiración, temperatura interna del dispositivo		
4.14.1	Prueba		
	Comprobación	Funcional	✓
4.15	Unidad de respiración, generador piezoeléctrico		
4.15.1	Prueba de funcionamiento		
	Señal de alarma acústica	Funcional	✓
4.17	Unidad de respiración, calefacción de la válvula espiratoria		
4.17.1	Prueba de funcionamiento		
	Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.18	Unidad de respiración (opcional) nebulizador/eyector		
4.18.1	Prueba de funcionamiento		
	Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.23	Aparato médico, pruebas de funcionamiento en el modo de funcionamiento		
4.23.1	Autochequeo		
	Autochequeo	Funcional	✓
4.23.2	Chequeo del sistema		
	Chequeo del sistema	Funcional	✓
4.23.3	Prueba del circuito respiratorio		
	Prueba del circuito respiratorio	Funcional	✓
4.23.4	Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración		
	Preparación de las pruebas de funcionamiento	Funcional	✓
4.23.6	Pantalla de la unidad de ventilación		
	Pantalla de la unidad de ventilación	Funcional	✓
4.23.7	Tecla para silenciar alarmas		
	Tecla para silenciar la alarma	Funcional	✓
4.24	On/Off logic test		
	On/Off logic test	Funcional	✓
4.26	Medidas finales		
4.26.1	Informe de estado del dispositivo		
	Informe de estado del dispositivo	Funcional	✓
4.26.2	Entrega del aparato con el adhesivo de comprobación		
	Entrega del dispositivo con el adhesivo de comprobación	Funcional	✓
5	Medios de comprobación		
5.1	Medios de comprobación con calibración obligatoria		
	Se han utilizado medios de comprobación con calibración vigente	Funcional	✓

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 3595049, Next cal: 28/06/2025
 Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 305, NS: BF102136, Next cal: 28/06/2025