

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSL-0065 M45629

Fecha

03/12/2024

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo	Descripción
Modelo	Evita V600
Número de Equipo /Serie:	ASSL-0065
N° de Inventario:	
Ubicación:	UCIN
Estado del Equipo:	Completamente funcional.

Pos	Cantidad	Descripción
		Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:
		- Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
		- Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
		- Prueba de seguridad eléctrica.
		- Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
		- Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
		- Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
		- Pruebas de modos de ventilación
		- Prueba funcional del sistema de paciente.
		- Limpieza general del equipo.
		Equipo funcionando correctamente
		*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3775
0001	3,0	S001 Servicio Normal
0002	0,0	T001 Desplazamiento Normal
0003	0,0	W001 Tiempo de Espera Normal
0004	0,0	
0005	0,0	
0006	0,0	
0007	0,0	
0008	0,0	
0009	0,0	
0010	0,0	



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
03 DIC 2024



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

03/12/2024
Pedro García

EJP Laura Maritza
Pérez Martínez 99028774

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 2902-980

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
- IMSS HGR No. 1 Tijuana

Número de Orden de Servicio Dräger:
- PEG-ASSL-0065 M45629

ID Actividad de Servicio:
842525B2-5635-4F0F-AAB7-58096ECE1360

Evita V600

Funcional

Número de Inventario:
-

Número de Serie:
ASSL-0065

Servicio Realizado por:
García, Pedro

Localización:
- UCIN

Servicio Realizado el día:
2024-12-03

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4.2.7 Soporte de tubo (opcional)	
1.1 Números de serie		Soporte de tubo (opcional)	Funcional
Unidad de control	33521277	4.2.8 GS500 (opcional)	
Unidad de ventilación	ASSL-0065	GS500 (opcional)	Funcional
Válvula inspiratoria	ASSH-0084	4.2.9 PS500 (opcional)	
Válvula espiratoria de neonatos (opcional)	ASSD-1417	PS500 (opcional)	Funcional
GS500 (opcional)	0423-7017	4.2.10 Canal de cables (opcional)	
PS500 (opcional)	ASSF-0310	Canal de cables (opcional)	Funcional
Carro (opcional)	ASSJ-0315	4.3 Valor del fusible y lectura de la versión de software y de los datos de servicio	
Medición del flujo de neonatos (sin número de serie) (opcional) (SI/NO)	SI	4.3.1 Valor del fusible	
3 Seguridad eléctrica		Valor del fusible de la batería (F3)	Funcional
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353, YY/T 0841)		4.3.2 Versión del software	
3.1.1 Examen visual		Versión de software	2.01.00
Examen visual	Funcional	4.3.3 Baterías	
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		Sustituir la batería interna en XX meses	2025-10-23
Máximo valor medido del equipo EM	0.029 Ohm	Sustituir las baterías PS500 en XX meses	2027-10-23
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.4 Preparación para las pruebas de funcionamiento	
Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra	Funcional	Pruebas de funcionamiento	Funcional
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		4.5 Unidad de manejo	
Valor medido	45.0 µA	4.5.1 Alarmas ópticas	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		La barra de alarma se ilumina de forma uniforme en rojo, verde y azul	Funcional
4.1 Prueba de estado en general		4.5.2 Iluminación del codificador rotatorio	
4.1.1 Aparato médico		Iluminación del codificador rotatorio	Funcional
Aparato médico	Funcional	4.5.3 Alarma acústica	
4.1.2 Documentos adjuntos		Alarma acústica	Funcional
Documentación adjunta disponible	Funcional	4.6 Unidad de respiración del módulo M1.3 (administración de gas)	
4.1.3 Manual de productos de medicina		4.6.2 Puesta a cero de los sensores de flujo	
Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional	Puesta a cero de los sensores de flujo	Funcional
4.1.4 Placas identificativas, adhesivos y rótulos del aparato médico		4.6.3 Diferencia de flujo relativa S2S3	
Placas identificativas, adhesivos y letreros	Funcional	Diferencia de flujo relativa S2S3	0.005 L/min
4.1.5 Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas		4.6.4 Diferencia de flujo relativa S1S3	
Placas identificativas, adhesivos y letreros en las opciones instaladas	Funcional	Diferencia de flujo relativa S1S3	0.006
4.1.6 Unidad de manejo		4.6.5 Fuga en LPSV V3	
Unidad de manejo	Funcional	Fuga en LPSV V3	0.942 L/min
4.1.7 Ventilador		4.6.6 Calibración de las válvulas para estaciones de trabajo con unidad de suministro de gas GS500	
Unidad de respiración	Funcional	Calibración de las válvulas para estaciones de trabajo con unidad de suministro de gas GS500	Funcional
4.2 Prueba del estado de las opciones		4.6.7 Presión de desconexión del comparador	
4.2.3 Medición del flujo de neonatos (opcional)		Presión de desconexión del comparador	899.32 mbar
Medición del flujo de neonatos (opcional)	Funcional	4.6.8 Presión de conexión del comparador	
4.2.5 Carro (opcional)		Presión de conexión del comparador	199.83 mbar
Carro (opcional)	Funcional	4.6.9 Válvula proporcional de AIR 120 L/min	

Válvula proporcional de AIR 120 L/min	0.185 A	✓	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1	Funcional	✓
4.6.10 Válvula proporcional de AIR 5 L/min			4.12 Unidad de respiración PI, autocombprobación		
Válvula proporcional de AIR 5 L/min	0.122 A	✓	4.12.2 Flujo de enjuague M12.4	Funcional	✓
4.6.11 Válvula proporcional de O2 120 L/min			Flujo de enjuague M12.4		
Válvula proporcional de O2 120 L/min	0.198 A	✓	4.12.3 "IST Airway Pressure Measurement"	Funcional	✓
4.6.12 Válvula proporcional de O2 5 L/min			IST Airway Pressure Measurement		
Válvula proporcional de O2 5 L/min	0.108 A	✓	4.12.4 "Pneumatic Release Logic Test"	Funcional	✓
4.6.13 "System Leakage Test (M1V3)"			Pneumatic Release Logic Test		
Prueba de fugas del sistema (M1V3)	Funcional	✓	4.12.5 Sensores de presión S2 y S8		
4.6.14 Fuga en la válvula proporcional de AIR			S2 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	14 mbar	✓
Fuga en la válvula proporcional de AIR	0.208 mbar	✓	S8 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	1.2 mbar	✓
4.6.15 Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PATO)			4.12.6 Medición del flujo de espiración	Funcional	✓
Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PATO)	0.006 L/min	✓	Medición del flujo espiratorio		
4.6.17 Fuga en la válvula proporcional de O2			4.13 Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 2		
Fuga en la válvula proporcional de O2	0.168 mbar	✓	4.13.1 Parámetros de la batería	Funcional	✓
4.6.18 Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PATO)			Parámetros de la batería		
Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PATO)	0.006 L/min	✓	4.14 Unidad de respiración, temperatura interna del dispositivo		
4.6.20 Medición comparativa de la presión Pank y el sensor de presión de inspiración			4.14.1 Prueba	Funcional	✓
Medición comparativa de la presión Pank y el sensor de presión de inspiración	Funcional	✓	Comprobación		
4.6.21 Medición comparativa de valores de flujo M1.3			4.15 Unidad de respiración, generador piezoeléctrico		
Medición comparativa de valores de flujo M1.3	Funcional	✓	4.15.1 Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.7 Unidad de ventilación módulo sensor de O2			Señal de alarma acústica		
4.7.1 Calibración del sensor de O2			4.17 Unidad de respiración, calefacción de la válvula espiratoria		
Calibración del sensor de O2	Funcional	✓	4.17.1 Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.7.2 Precisión de la medición			Prueba de funcionamiento		
Precisión de la medición	Funcional	✓	4.18 Unidad de respiración (opcional) nebulizador		
4.8 Unidad de respiración del módulo M4.1 (monitorización de temperatura/flujo/presión)			4.18.1 Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.8.1 Calibración de los sensores de presión			Prueba de funcionamiento		
Calibración de los sensores de presión	Funcional	✓	4.22 Válvula espiratoria de neonatos (opcional)		
4.8.2 Offset del sensor de presión de inspiración			4.22.1 Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
Offset del sensor de presión de inspiración	880 mV	✓	Prueba de funcionamiento		
4.8.3 Offset del sensor de presión de espiración			4.23 Sensor de flujo de neonatos (opcional)		
Offset del sensor de presión de espiración	882 mV	✓	4.23.1 Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.8.4 Medición de la temperatura del módulo M4.1			Prueba de funcionamiento		
Medición de la temperatura del módulo M4.1	Funcional	✓	4.24 GS500 (opcional)		
4.8.5 Calibración del sensor de flujo espiratorio			4.24.1 Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
Calibración del sensor de flujo espiratorio	Funcional	✓	Prueba de funcionamiento		
4.8.6 Tensión de referencia del módulo M4.1			4.25 Aparato médico, pruebas de funcionamiento en el modo de funcionamiento		
Tensión de referencia del módulo M4.1	Funcional	✓	4.25.1 Autochequeo	Funcional	✓
4.9 Dispositivos de seguridad			Autochequeo		
4.9.1 Válvula de espiración de emergencia SV2			4.25.2 Chequeo del sistema	Funcional	✓
Válvula de espiración de emergencia SV2	Funcional	✓	Chequeo del sistema		
4.9.2 Válvula de respiración de emergencia SV3			4.25.3 Prueba del circuito respiratorio	Funcional	✓
Válvula de respiración de emergencia SV3	Funcional	✓	Prueba del circuito respiratorio		
4.9.3 Válvula anti-retorno en la válvula de espiración			4.25.4 Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración	Funcional	✓
Válvula anti-retorno en la válvula de espiración	Funcional	✓	Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración		
4.10 Unidad de respiración del módulo de la fuente de alimentación M7.3 Plus			4.25.6 Pantalla de la unidad de ventilación	Funcional	✓
4.10.1 Ventiladores			Pantalla de la unidad de ventilación		
Ventiladores	Funcional	✓	4.25.7 Tecla para silenciar alarmas	Funcional	✓
4.10.2 Tensión de alimentación			Tecla para silenciar la alarma		
Tensión de alimentación	Funcional	✓	4.26 On/Off logic test	Funcional	✓
4.10.3 Temperatura interna			On/Off logic test		
Temperatura interior	Funcional	✓	4.27 PS500 (opcional)		
4.11 Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1			4.27.1 Prueba de funcionamiento		