

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSL-0132 M45645

Fecha

19/12/2024

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Evita V600

Número de Equipo /Serie:

ASSL-0132

N° de Inventario:

Ubicación:

UCI

Estado del Equipo:

Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
 - Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
 - Prueba de seguridad eléctrica.
 - Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
 - Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
 - Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
 - Pruebas de modos de ventilación
 - Prueba funcional del sistema de paciente.
 - Limpieza general del equipo.
- Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3791

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

3,0
2,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

S001
T001
W001

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Fecha, Firma Técnico Dräger

EJP Laura Maritza
Pérez Martínez 99028774

Laura Pérez

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

German Centre
Av. Santa Fe, 170 int. 5-4 14
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guadalupe Luna 2302 3er Piso
Col. Americana
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

No imprimir esta hoja por ambos lados

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO 1 TIJUANA

Número de Orden de Servicio Dräger:
PEG-ASSL-0132
M45645

ID Actividad de Servicio:
6539D27F-AF31-4FBD-AFFC-435C5E00FF5A

Evita V600

Funcional

Número de Inventario:

Número de Serie:
ASSL-0132

Servicio Realizado por:
García, Pedro

Localización:
UCI

Servicio Realizado el día:
2024-12-19

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4.2.10 Canal de cables (opcional)	
1.1 Números de serie		Canal de cables (opcional)	Funcional
Unidad de control	15921379	4.3 Valor del fusible y lectura de la versión de software y de los datos de servicio	
Unidad de ventilación	ASSL-0132	4.3.1 Valor del fusible	
Válvula inspiratoria	ASSK-0222	Valor del fusible de la batería (F3)	Funcional
Válvula de espiración para adultos (reutilizable)	ASSK-0608	4.3.2 Versión del software	
PS500 (opcional)	ASSH-0104	Versión de software	2.00.01
Carro (opcional)	ASSL-0033	4.3.3 Baterías	
3 Seguridad eléctrica		Sustituir la batería interna en XX meses	2025-10-24
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353, YY/T 0841)		Sustituir las baterías PS500 en XX meses	2027-10-24
3.1.1 Examen visual		4.4 Preparación para las pruebas de funcionamiento	
Examen visual	Funcional	Pruebas de funcionamiento	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.5 Unidad de manejo	
Máximo valor medido del equipo EM	0.033 Ohm	4.5.1 Alarmas ópticas	
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		La barra de alarma se ilumina de forma uniforme en rojo, verde y azul.	Funcional
Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra	Funcional	4.5.2 Iluminación del codificador rotatorio	
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		Iluminación del codificador rotatorio	Funcional
Valor medido	38.1 µA	4.5.3 Alarma acústica	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		Alarma acústica	Funcional
4.1 Prueba de estado en general		4.6 Unidad de respiración del módulo M1.3 (administración de gas)	
4.1.1 Aparato médico		4.6.2 Puesta a cero de los sensores de flujo	
Aparato médico	Funcional	Puesta a cero de los sensores de flujo	Funcional
4.1.2 Documentos adjuntos		4.6.3 Diferencia de flujo relativa S2S3	
Documentación adjunta disponible	Funcional	Diferencia de flujo relativa S2S3	0.005 L/min
4.1.3 Manual de productos de medicina		4.6.4 Diferencia de flujo relativa S1S3	
Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional	Diferencia de flujo relativa S1S3	0.011
4.1.4 Placas identificativas, adhesivos y rótulos del aparato médico		4.6.5 Fuga en LPSV V3	
Placas identificativas, adhesivos y letreros	Funcional	Fuga en LPSV V3	0.974 L/min
4.1.5 Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas		4.6.7 Presión de desconexión del comparador	
Placas identificativas, adhesivos y letreros en las opciones instaladas	Funcional	Presión de desconexión del comparador	901.51 mbar
4.1.6 Unidad de manejo		4.6.8 Presión de conexión del comparador	
Unidad de manejo	Funcional	Presión de conexión del comparador	204.20 mbar
4.1.7 Ventilador		4.6.9 Válvula proporcional de AIR 120 L/min	
Unidad de respiración	Funcional	Válvula proporcional de AIR 120 L/min	0.184 A
4.2 Prueba del estado de las opciones		4.6.10 Válvula proporcional de AIR 5 L/min	
4.2.5 Carro (opcional)		Válvula proporcional de AIR 5 L/min	0.106 A
Carro (opcional)	Funcional	4.6.11 Válvula proporcional de O2 120 L/min	
4.2.7 Soporte de tubo (opcional)		Válvula proporcional de O2 120 L/min	0.182 A
Soporte de tubo (opcional)	Funcional	4.6.12 Válvula proporcional de O2 5 L/min	
4.2.9 PS500 (opcional)		Válvula proporcional de O2 5 L/min	0.109 A
PS500 (opcional)	Funcional	4.6.13 " System Leakage Test (M1V3) "	
		Prueba de fugas del sistema (M1V3)	Funcional