

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS HRG No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSL-0132 M45812

Fecha

04/06/2025

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo: Evita V600
Número de Equipo / Serie: ASSL-0132
N° de Inventario:
Ubicación: UCI
Estado del Equipo: Completamente funcional.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión del aspecto general.
 - Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
 - Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
 - Prueba de seguridad eléctrica.
 - Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
 - Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
 - Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
 - Pruebas de modos de ventilación
 - Prueba funcional del sistema de paciente.
 - Limpieza general del equipo.
- Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-2838

0001 3,0
0002 0,0
0003 0,0
0004 0,0
0005 0,0
0006 0,0
0007 0,0
0008 0,0
0009 0,0
0010 0,0

S001
T001
W001

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
04 JUN 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Pedro García

04/06/2025

Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional
Mat. 990200



S.J.E. Betsabe Payán Acosta
Mat. 99030851

German Centre
Av. Santa Fé, 170 int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fé
C.P. 02710, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guadalupe Zuno 2302 3er Piso
Col. Americana
C.P. 44100 Guadalajara, Jal.

No imprimir esta hoja por ambos lados

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO 1

Número de Orden de Servicio:
PEG-ASSL-0132 M45812

ID Actividad de Servicio:
D75B5A87-8284-4478-A971-BF8ED84D0FE5

Evita V600

Funcional

Número de Inventario:

Número de Serie:

Servicio Realizado por:

*

ASSL-0132

García, Pedro

Localización:
UCI

Servicio Realizado el día:
2025-06-04

Prueba		Resultado	Prueba	Resultado
1	Configuración del dispositivo		PS500 (opcional)	Funcional
1.1	Números de serie		4.2.10 Canal de cables (opcional)	Funcional
	Carro (opcional)	ASSL-0033	Canal de cables (opcional)	Funcional
	Unidad de ventilación	ASSL-0132	4.3 Valor del fusible y lectura de la versión de software y de los datos de servicio	
	Válvula de espiración para adultos (reutilizable)	ASSK-0608	4.3.1 Valor del fusible	Funcional
	PS500 (opcional)	ASSM-0104	Valor del fusible de la batería (F3)	2 00 01
	Válvula inspiratoria	ASSK-0222	4.3.2 Versión del software	Versión de software
	Medición del flujo de neonatos (sin número de serie) (opcional) (SI/NO)	SI	4.3.3 Baterías	
	Unidad de control	15921379	Sustituir las baterías PS500 en XX meses	2027-10-24
3	Seguridad eléctrica		Sustituir la batería interna en XX meses	2025-10-24
3.1	Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353, YY/T 0841)		4.4 Preparación para las pruebas de funcionamiento	
3.1.1	Examen visual	Funcional	Pruebas de funcionamiento	Funcional
	Examen visual		4.5 Unidad de manejo	
3.1.2	Resistencia de tierra de protección		4.5.1 Alarmas ópticas	
	Máximo valor medido del equipo EM	0.070 Ohm	La barra de alarma se ilumina de forma uniforme en rojo, verde y azul.	Funcional
3.1.3	Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.5.2 Iluminación del codificador rotatorio	
	Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra	Funcional	Iluminación del codificador rotatorio	Funcional
3.1.5	Corriente de fuga del equipo		4.5.3 Alarma acústica	
	Valor medido	49,1 µA	Alarma acústica	Funcional
4	Prueba de funcionamiento y de estado		4.6 Unidad de respiración del módulo M1.3 (administración de gas)	
4.1	Prueba de estado en general		4.6.2 Puesta a cero de los sensores de flujo	
4.1.1	Aparato médico	Funcional	Puesta a cero de los sensores de flujo	Funcional
	Aparato médico		4.6.3 Diferencia de flujo relativa S2S3	
4.1.2	Documentos adjuntos		Diferencia de flujo relativa S2S3	0.005 L/min
	Documentación adjunta disponible	Funcional	4.6.4 Diferencia de flujo relativa S1S3	
4.1.3	Manual de productos de medicina		Diferencia de flujo relativa S1S3	0.005
	Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional	4.6.5 Fuga en LPSV V3	
4.1.4	Placas identificativas, adhesivos y rótulos del aparato médico		Fuga en LPSV V3	0.974 L/min
	Placas identificativas, adhesivos y letreros	Funcional	4.6.7 Presión de desconexión del comparador	
4.1.5	Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas		Presión de desconexión del comparador	901.60 mbar
	Placas identificativas, adhesivos y letreros en las opciones instaladas	Funcional	4.6.8 Presión de conexión del comparador	
			Presión de conexión del comparador	204.025 mbar
4.1.6	Unidad de manejo		4.6.9 Válvula proporcional de AIR 120 L/min	
	Unidad de manejo	Funcional	Válvula proporcional de AIR 120 L/min	0.182 A
4.1.7	Ventilador		4.6.10 Válvula proporcional de AIR 5 L/min	
	Unidad de respiración	Funcional	Válvula proporcional de AIR 5 L/min	0.106 A
4.2	Prueba del estado de las opciones		4.6.11 Válvula proporcional de O2 120 L/min	
4.2.5	Carro (opcional)		Válvula proporcional de O2 120 L/min	0.183 A
	Carro (opcional)	Funcional	4.6.12 Válvula proporcional de O2 5 L/min	
4.2.7	Soporte de tubo (opcional)		Válvula proporcional de O2 5 L/min	0.109 A
	Soporte de tubo (opcional)	Funcional	4.6.13 " System Leakage Test (M1V3) "	
4.2.9	PS500 (opcional)		Prueba de fugas del sistema (M1V3)	Funcional

4.6.14	Fuga en la válvula proporcional de AIR	0.193 mbar	✓
4.6.16	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)		
	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)	0.005 L/min	✓
4.6.17	Fuga en la válvula proporcional de O2		
	Fuga en la válvula proporcional de O2	0.225 mbar	✓
4.6.19	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PIA)		
	Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PIA)	0.213 L/min	✓
4.6.20	Medición comparativa de la presión P1ank y el sensor de presión de inspiración		
	Medición comparativa de la presión P1ank y el sensor de presión de inspiración	Funcional	✓
4.6.21	Medición comparativa de valores de flujo M1.3		
	Medición comparativa de valores de flujo M1.3	Funcional	✓
4.7	Unidad de ventilación módulo sensor de O2		
4.7.1	Calibración del sensor de O2	Funcional	✓
4.7.2	Precisión de la medición		
	Precisión de la medición	Funcional	✓
4.8	Unidad de respiración del módulo M4.1 (monitorización de temperatura/flujo/presión)		
4.8.1	Calibración de los sensores de presión		
	Calibración de los sensores de presión	Funcional	✓
4.8.2	Offset del sensor de presión de inspiración		
	Offset del sensor de presión de inspiración	883 mV	✓
4.8.3	Offset del sensor de presión de espiración		
	Offset del sensor de presión de espiración	883 mV	✓
4.8.4	Medición de la temperatura del módulo M4.1		
	Medición de la temperatura del módulo M4.1	Funcional	✓
4.8.5	Calibración del sensor de flujo espiratorio		
	Calibración del sensor de flujo espiratorio	Funcional	✓
4.8.6	Tensión de referencia del módulo M4.1		
	Tensión de referencia del módulo M4.1	Funcional	✓
4.9	Dispositivos de seguridad		
4.9.1	Válvula de espiración de emergencia SV2		
	Válvula de espiración de emergencia SV2	Funcional	✓
4.9.2	Válvula de respiración de emergencia SV3		
	Válvula de respiración de emergencia SV3	Funcional	✓
4.9.3	Válvula anti-retorno en la válvula de espiración		
	Válvula anti-retorno en la válvula de espiración	Funcional	✓
4.9.4	Resistencia de espiración de la válvula de espiración de adultos		
	Resistencia de espiración de la válvula de espiración de adultos	Funcional	✓
4.10	Unidad de respiración del módulo de la fuente de alimentación M7.3 Plus		
4.10.1	Ventiladores		
	Ventiladores	Funcional	✓
4.10.2	Tensión de alimentación		
	Tensión de alimentación	Funcional	✓
4.10.3	Temperatura interna		
	Temperatura interior	Funcional	✓
4.11	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1		
	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1	Funcional	✓
4.12	Unidad de respiración PI, autocomprobación		
4.12.2	Flujo de enjuague M12.4		
	Flujo de enjuague M12.4	Funcional	✓
4.12.3	"IST Airway Pressure Measurement"		
	IST Airway Pressure Measurement	Funcional	✓
4.12.4	"Pneumatic Release Logic Test"		
	Pneumatic Release Logic Test	Funcional	✓
4.12.5	Sensores de presión S2 y S8		
	S2 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	24.4 mbar	✓
	S8 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	2.1 mbar	✓
4.12.6	Medición del flujo de espiración		
	Medición del flujo espiratorio	Funcional	✓
4.13	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 2		
4.13.1	Parámetros de la batería		
	Parámetros de la batería	Funcional	✓
4.14	Unidad de respiración, temperatura interna del dispositivo		
4.14.1	Prueba		
	Comprobación	Funcional	✓
4.15	Unidad de respiración, generador piezoeléctrico		
4.15.1	Prueba de funcionamiento		
	Señal de alarma acústica	Funcional	✓
4.17	Unidad de respiración, calefacción de la válvula espiratoria		
4.17.1	Prueba de funcionamiento		
	Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.18	Unidad de respiración (opcional) nebulizador		
4.18.1	Prueba de funcionamiento		
	Prueba de funcionamiento	Funcional	✓
4.25	Aparato médico, pruebas de funcionamiento en el modo de funcionamiento		
4.25.1	Autochequeo		
	Autochequeo	Funcional	✓
4.25.2	Chequeo del sistema		
	Chequeo del sistema	Funcional	✓
4.25.3	Prueba del circuito respiratorio		
	Prueba del circuito respiratorio	Funcional	✓
4.25.4	Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración		
	Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración	Funcional	✓
4.25.6	Pantalla de la unidad de ventilación		
	Pantalla de la unidad de ventilación	Funcional	✓
4.25.7	Tecla para silenciar alarmas		
	Tecla para silenciar la alarma	Funcional	✓
4.26	On/Off logic test		
	On/Off logic test	Funcional	✓
4.27	PS500 (opcional)		
4.27.1	Prueba de funcionamiento		
	Valor del fusible F2	Funcional	✓
	Alimentación de la red eléctrica	Funcional	✓
	Valor del fusible F1	Funcional	✓
	Alimentación de la red eléctrica (LED)	Funcional	✓
	Conectar el fusible F1 y quitar el fusible F2	Funcional	✓
	Retirada del fusible F1	Funcional	✓
4.28	Medidas finales		
4.28.1	Informe de estado del dispositivo		
	Informe de estado del dispositivo	Funcional	✓
4.28.2	Entrega del aparato con el adhesivo de comprobación		
	Entrega del dispositivo con el adhesivo de comprobación	Funcional	✓
5	Medios de comprobación		
5.1	Medios de comprobación con calibración		