

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS HRG No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

N° de Orden
PEG-ASTK-0110 C45937

FSE
Pedro García



Dato Reporte
SSOL
SPED

Problema Reportado
Correctivo

Datos del Equipo	Descripción
Modelo	Evita V600
Número de Equipo /Serie:	ASTK-0110
N° de Inventario:	202480044352
Ubicación:	UCIN
Estado del Equipo:	Completamente funcional.

Pos	Cantidad	Descripción
Se realiza reparación, se reporta fallo en suministros de o2, aire y prueba de hermeticidad. Se realiza cambio de modulo PIA y se limpia membrana de válvula espiratoria. Equipo funcionando correctamente.		
*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3548		
0001	2,0	S001 Servicio Normal
0002	0,0	T001 Desplazamiento Normal
0003	0,0	W001 Tiempo de Espera Normal
0004	0,0	
0005	0,0	
0006	0,0	
0007	0,0	
0008	0,0	
0009	0,0	
0010	0,0	

Fecha, Firma Técnico Dräger

EJP. Cecilia Ines
IMSS Orduña López Mat. 99022217

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Pedro García

07/10/2025

Dräger Medical México, S.A. de C.V. (Dräger), con domicilio en Edificio German Centre, Avenida Santa Fe, número 170, Interiores 5-4-14, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Los datos personales recabados serán utilizados para las siguientes finalidades primarias: Para comprobar que a través del presente formato, ha recibido por parte de Dräger los servicios profesionales contratados por nuestros Clientes.

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, como los terceros con quien podemos compartir su información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en: https://www.draeger.com/es_mx/Data-Protection

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
PEG-ASTK-0110 M45937

ID Actividad de Servicio:
5D2762AE-E41A-4FB6-95AE-70DD9BC8C023

Evita V600

Número de Inventario:
202480044352

Número de Serie:
ASTK-0110

Servicio Realizado por:
García, Pedro

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
2025-10-07

Funcional

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo			
1.1 Números de serie			
Unidad de control	98923109	Soporte de tubo (opcional)	Funcional
Unidad de ventilación	ASTK-0110	4.2.9 PS500 (opcional)	Funcional
Válvula inspiratoria	asso-0029	PS500 (opcional)	Funcional
Válvula espiratoria de neonatos (opcional)	ASTK-0217	4.2.10 Canal de cables (opcional)	Funcional
PS500 (opcional)	ASTF-0013	Canal de cables (opcional)	Funcional
Carro (opcional)	ASTK-0209	4.3 Valor del fusible y lectura de la versión de software y de los datos de servicio	
Medición del flujo de neonatos (sin número de serie) (opcional) (SI/NO)	SI	4.3.1 Valor del fusible	Funcional
3 Seguridad eléctrica		Valor del fusible de la batería (F3)	Funcional
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353, YY/T 0841)		4.3.2 Versión del software	2.01.00
3.1.1 Examen visual		Versión de software	2.01.00
Examen visual	Funcional	4.3.3 Baterías	
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		Sustituir la batería interna en XX meses	2026-09-26
Máximo valor medido del equipo EM	0.033 Ohm	Sustituir las baterías PS500 en XX meses	2026-09-26
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.4 Preparación para las pruebas de funcionamiento	
Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra	Funcional	Pruebas de funcionamiento	Funcional
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		4.5 Unidad de manejo	
Valor medido	18.3 µA	4.5.1 Alarmas ópticas	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		La barra de alarma se ilumina de forma uniforme en rojo, verde y azul	Funcional
4.1 Prueba de estado en general		4.5.2 Iluminación del codificador rotatorio	
4.1.1 Aparato médico		Iluminación del codificador rotatorio	Funcional
Aparato médico	Funcional	4.5.3 Alarma acústica	
4.1.2 Documentos adjuntos		Alarma acústica	Funcional
Documentación adjunta disponible	Funcional	4.6 Unidad de respiración del módulo M1.3 (administración de gas)	
4.1.3 Manual de productos de medicina		4.6.2 Puesta a cero de los sensores de flujo	
Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional	Puesta a cero de los sensores de flujo	Funcional
4.1.4 Placas identificativas, adhesivos y rótulos del aparato médico		4.6.3 Diferencia de flujo relativa S2S3	
Placas identificativas, adhesivos y letreros	Funcional	Diferencia de flujo relativa S2S3	0.003 L/min
4.1.5 Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas		4.6.4 Diferencia de flujo relativa S1S3	
Placas identificativas, adhesivos y letreros en las opciones instaladas	Funcional	Diferencia de flujo relativa S1S3	0.003
4.1.6 Unidad de manejo		4.6.5 Fuga en LPSV V3	
Unidad de manejo	Funcional	Fuga en LPSV V3	0.969 L/min
4.1.7 Ventilador		4.6.7 Presión de desconexión del comparador	
Unidad de respiración	Funcional	Presión de desconexión del comparador	901.230 mbar
4.2 Prueba del estado de las opciones		4.6.8 Presión de conexión del comparador	
4.2.3 Medición del flujo de neonatos (opcional)		Presión de conexión del comparador	201.475 mbar
Medición del flujo de neonatos (opcional)	Funcional	4.6.9 Válvula proporcional de AIR 120 L/min	
4.2.5 Carro (opcional)		Válvula proporcional de AIR 120 L/min	0.187 A
Carro (opcional)	Funcional	4.6.10 Válvula proporcional de AIR 5 L/min	
4.2.7 Soporte de tubo (opcional)		Válvula proporcional de AIR 5 L/min	0.100 A
		4.6.11 Válvula proporcional de O2 120 L/min	
		Válvula proporcional de O2 120 L/min	0.202 A
		4.6.12 Válvula proporcional de O2 5 L/min	
		Válvula proporcional de O2 5 L/min	0.132 A

4.6.13 " System Leakage Test (M1V3) "					
Prueba de fugas del sistema (M1V3)	Funcional	✓			
4.6.14 Fuga en la válvula proporcional de AIR					
Fuga en la válvula proporcional de AIR	0 193 mbar	✓			
4.6.16 Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)					
Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central (PIA)	0.008 L/min	✓			
4.6.17 Fuga en la válvula proporcional de O2					
Fuga en la válvula proporcional de O2	0 199 mbar	✓			
4.6.19 Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PIA)					
Fuga en la válvula de retención del sistema de suministro central Aire (PIA)	0.027 L/min	✓			
4.6.20 Medición comparativa de la presión Ptank y el sensor de presión de inspiración					
Medición comparativa de la presión Ptank y el sensor de presión de inspiración	Funcional	✓			
4.6.21 Medición comparativa de valores de flujo M1.3					
Medición comparativa de valores de flujo M1.3	Funcional	✓			
4.7 Unidad de ventilación módulo sensor de O2					
4.7.1 Calibración del sensor de O2					
Calibración del sensor de O2	Funcional	✓			
4.7.2 Precisión de la medición					
Precisión de la medición	Funcional	✓			
4.8 Unidad de respiración del módulo M4.1 (monitoreo de temperatura/flujo/presión)					
4.8.1 Calibración de los sensores de presión					
Calibración de los sensores de presión	Funcional	✓			
4.8.2 Offset del sensor de presión de inspiración					
Offset del sensor de presión de inspiración	880 mV	✓			
4.8.3 Offset del sensor de presión de espiración					
Offset del sensor de presión de espiración	881 mV	✓			
4.8.4 Medición de la temperatura del módulo M4.1					
Medición de la temperatura del módulo M4.1	Funcional	✓			
4.8.5 Calibración del sensor de flujo espiratorio					
Calibración del sensor de flujo espiratorio	Funcional	✓			
4.8.6 Tensión de referencia del módulo M4.1					
Tensión de referencia del módulo M4.1	Funcional	✓			
4.9 Dispositivos de seguridad					
4.9.1 Válvula de espiración de emergencia SV2					
Válvula de espiración de emergencia SV2	Funcional	✓			
4.9.2 Válvula de respiración de emergencia SV3					
Válvula de respiración de emergencia SV3	Funcional	✓			
4.9.3 Válvula anti-retorno en la válvula de espiración					
Válvula anti-retorno en la válvula de espiración	Funcional	✓			
4.9.4 Resistencia de espiración de la válvula de espiración de adultos					
Resistencia de espiración de la válvula de espiración de adultos	Funcional	✓			
4.10 Unidad de respiración del módulo de la fuente de alimentación M7.3 Plus					
4.10.1 Ventiladores					
Ventiladores	Funcional	✓			
4.10.2 Tensión de alimentación					
Tensión de alimentación	Funcional	✓			
4.10.3 Temperatura interna					
Temperatura interior	Funcional	✓			
4.11 Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1					
Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1	Funcional	✓			
4.12 Unidad de respiración PI, autocomprobación					
4.12.2 Flujo de enjuague M12.4					
Flujo de enjuague M12.4	Funcional	✓			
4.12.3 " IST Airway Pressure Measurement "					
IST Airway Pressure Measurement	Funcional	✓			
4.12.4 " Pneumatic Release Logic Test "					
Pneumatic Release Logic Test	Funcional	✓			
4.12.5 Sensores de presión S2 y S8					
S2 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	39 8 mbar	✓			
S8 - Diferencia respecto a la presión atmosférica determinada	9 3 mbar	✓			
4.12.6 Medición del flujo de espiración					
Medición del flujo espiratorio	Funcional	✓			
4.13 Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 2					
4.13.1 Parámetros de la batería					
Parámetros de la batería	Funcional	✓			
4.14 Unidad de respiración, temperatura interna del dispositivo					
4.14.1 Prueba					
Comprobación	Funcional	✓			
4.15 Unidad de respiración, generador piezoeléctrico					
4.15.1 Prueba de funcionamiento					
Señal de alarma acústica	Funcional	✓			
4.17 Unidad de respiración, calefacción de la válvula espiratoria					
4.17.1 Prueba de funcionamiento					
Prueba de funcionamiento	Funcional	✓			
4.18 Unidad de respiración (opcional) nebulizador					
4.18.1 Prueba de funcionamiento					
Prueba de funcionamiento	Funcional	✓			
4.22 Válvula espiratoria de neonatos (opcional)					
4.22.1 Prueba de funcionamiento					
Prueba de funcionamiento	Funcional	✓			
4.23 Sensor de flujo de neonatos (opcional)					
4.23.1 Prueba de funcionamiento					
Prueba de funcionamiento	Funcional	✓			
4.25 Aparato médico, pruebas de funcionamiento en el modo de funcionamiento					
4.25.1 Autochequeo					
Autochequeo	Funcional	✓			
4.25.2 Chequeo del sistema					
Chequeo del sistema	Funcional	✓			
4.25.3 Prueba del circuito respiratorio					
Prueba del circuito respiratorio	Funcional	✓			
4.25.4 Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración					
Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración	Funcional	✓			
4.25.6 Pantalla de la unidad de ventilación					
Pantalla de la unidad de ventilación	Funcional	✓			
4.25.7 Tecla para silenciar alarmas					
Tecla para silenciar la alarma	Funcional	✓			
4.26 On/Off logic test					
On/Off logic test	Funcional	✓			
4.27 PSS00 (opcional)					
4.27.1 Prueba de funcionamiento					
Alimentación de la red eléctrica (LED)	Funcional	✓			
Retirada del fusible F1	Funcional	✓			
Valor del fusible F1	Funcional	✓			
Conectar el fusible F1 y quitar el fusible F2	Funcional	✓			
Valor del fusible F2	Funcional	✓			
Alimentación de la red eléctrica	Funcional	✓			

4.28 Medidas finales

4.28.1 Informe de estado del dispositivo

Informe de estado del dispositivo

Funcional



4.28.2 Entrega del aparato con el adhesivo de comprobación

Entrega del dispositivo con el adhesivo de

Funcional



comprobación

5 Medios de comprobación

5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria

Se han utilizado medios de comprobación con calibración vigente

Funcional



Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026

Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 16/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó como "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.