



José Safar Boueri

Orden de servicio

Institución	Datos de orden de servicio
Clinica: <u>HGR#1 IMSS</u>	Fecha de servicio: <u>26/ Diciembre / 2025</u>
Lugar: <u>Tijuana Baja California</u>	N° de contrato: <u>050GYR040T00424-025-00</u>
Contacto: _____	Tipo de servicio: ☒ Preventivo ☐ Correctivo

Datos del equipo

Equipo: UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL	Marca: CARESTREAM	Modelo: CS 2200	N° Serie: <u>KLYW026</u>
-----------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------

Descripción de falla reportada:

Descripción del servicio realizado:

- Prueba de funcionamiento del Equipo
- Limpieza general interna y externa del equipo y sus accesorios
- Verificar el estatus del historial de errores y en su caso ejecutar las acciones conducentes de corrección.
- Revisión, verificación y calibración de parámetros de kV y más de acuerdo a manuales de servicio
- Verificación de funcionamiento y limpieza de generador
- Verificación de funcionamiento y limpieza de fuentes de poder (voltajes y corrientes).
- Verificación de funcionamiento y limpieza de tarjetas de circuitos (voltajes de entrada y salida según manuales de servicio).
- Verificación de funcionamiento y limpieza de cables y conectores.
- Verificación de funcionamiento y limpieza de módulos de control
- Verificación de funcionamiento, limpieza y ajuste de cables acerados, poleas, resortes (sistema de contrapeso y sujeción de tubo de rayos x).
- Verificación de funcionamiento y limpieza de relevadores.

- Verificación de funcionamiento y limpieza de sistemas de controles automáticos de la exposición.
- Verificación de funcionamiento, limpieza y ajuste de frenos.
- Verificación de funcionamiento, limpieza y ajuste del sistema mecánico.
- Verificación de funcionamiento limpieza y ajuste de sistema de soporte de tubo
- Verificación de funcionamiento, limpieza y ajuste de sistemas de movimiento.
- Verificación de funcionamiento del sistema que adecua la altura para todo tipo de pacientes.
- Verificación de funcionamiento de indicadores analógicos o digitales de los parámetros de exposición.
- Verificación de funcionamiento de la no existencia de corriente eléctrica de fuga que pongan en riesgo la salud del paciente y/o el operador.
- Revisión y verificación del correcto y seguro funcionamiento de los modos de operación
- Desarrollar las pruebas de aceptación que recomienda el fabricante
- Revisión y verificación del correcto y seguro funcionamiento de los modos de operación, con el personal usuario presente.

Refacciones utilizadas:

Observaciones y/o recomendaciones técnicas:



Condiciones en la que se deja el equipo: Funcionando

Voltaje medido: 110v

Ingeniero de servicio técnico Nombre y firma	Operador del equipo Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera Médico Radiólogo Jefatura de Radiología HGR1 Ced. Esp. 11408592 Mat. 98024465 Nombre y firma	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980 Nombre y firma	Sello de Clínica/Hospital CONSERVACION H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
--	---	--	---



55 5719 7243
55 6155 7118



ingenieria@edvc.com.mx
as.coordinacion@edvc.com.mx
soportetecnico.vcortes@outlook.com



Av. Copilco #339. Copilco
Universidad, Coyoacán CP
04360, CDMX