



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados S.A. de C.V.
Av. Paseo de las Palmas 1345 Int. 1 Col. Lomas de Chapultepec II Sección
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11000
RFC: SVI060914I96
E-mail: servicio@sevime.com Teléfono: (55) 5202 9151

ORDEN DE SERVICIO

Nombre del cliente					Institución		Orden de servicio	
HGR # 1 TIJUANA							N° 23342	
Email:		Teléfono:				Fecha		
IMSS X	ISSSTE	SSA	GOB. Del EDO.	PRIVADO				
Tipo de servicio / Mantenimiento						Datos del equipo		
Preventivo X	Correctivo	Instalación y Puesta en Marcha	Entrega	Capacitación	Nombre:	Ultrasonógrafo. (gineco-obstétrico segundo nivel).		
Falla reportada					Marca:	Philips		
N/A					Modelo:	Affiniti 50		
					No. Serie:	USO24D1841		
					Localización:			
					Contrato:	050GYR040T00424-021-00		
Hora de Inicio:		Hrs.	Hora de Finalizado:		Hrs.	Inventario:		

Descripción del trabajo realizado	
- SE PRESENTA PERSONAL A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE - SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL PARA DETERMINAR EL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO - SE REALIZAN PRUEBAS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO (HARDWARE Y SOFTWARE) - SE REVISAS LOG DE ERRORES PARA DESCARTAR ALGUNA FALLA EN EL SISTEMA - SE REVISAS CONEXIÓN A PAC'S - SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES (ENDOCAVITARIO, LINEAL, VOLUMÉTRICO Y CONVEXO) - SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO (FILTROS, Y CABEZALES) - SE REVISAS FUNCIONAMIENTO DE UPS - SE REALIZAN PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA, SE UTILIZA ANALIZADOR FLUKE ESA602 - SE REALIZAN PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO	
EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	

No. Parte	Descripción	Cantidad

Responsable de servicio
Luis Fernando Franco

Personal Autorizado (Nombre, firma y cargo)
Juan Carlos Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 99024980

Usuario (Nombre, firma y cargo)

El personal de SEVIME se compromete a verificar, proteger y salvaguardar la propiedad del cliente.

En caso de que se detecte alguna pérdida, deterioro o daño, antes de hacer el mto correspondiente, se notificará al personal responsable del hospital.

Orden de Servicio Philips Healthcare

PHILIPS

Equipo: Affiniti 50 Ultrasound System
 Número de Identificación (ID): 114951007
 Modelo: Affiniti 50 Ultrasound System
 Número de Serie: USO24D1841

Orden de Servicio: WO12927455
 Tipo de Servicio: PREVENTIVO
 Equipo operando: Si ☒ No ☐
 Número de Contrato: WN-8065248

Nombre del cliente: HGR NO 1

Dirección: Canada 16801, 22226, Tijuana, Baja California, Mexico

Teléfono:

Descripción de la Falla:

Mantenimiento Preventivo

Resultados de Inspección y Pruebas:

Se realiza mantenimiento preventivo y upgrade de software, se lleva acabo de acuerdo al ProntoForms anexo, se realiza limpieza interna, externa y filtro de aire, se hace test de hardware, se hace test de seguridad eléctrica, se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias, se entrega el equipo operando correctamente.

Observaciones:

N/A

Actividades

Tipo de Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha	Inicio	Fin	Duración
PMAI	Planned Maintenance	30/06/2025	14:00	17:00	03:00 Hrs.
		--/--	--:--	--:--	
		--/--	--:--	--:--	
		--/--	--:--	--:--	
		--/--	--:--	--:--	

Refacciones:

Código:	Descripción	Cantidad

Herramienta de Medición Utilizada:

Descripción	Marca	Modelo	Número de Serie

HUMBERTO VALLES

30 de junio de 2025 Cliente
Cargó

Nombre y Firma del Ingeniero de Servicio

Dra. Alejandra Licerio Martínez Rivera
 Médico Radiólogo
 Jefe de Radiología HGR1
 C.O. Esp. 11980592
 Mat. 98024455
 Nombre, Fecha y Firma.

CONSERVACIÓN
 R.G.A. No. 1
 TIJUANA, B.C.

Centro de Servicio al cliente
 800 253 04 48

Philips México Commercial, SA. de CV.
 Av. La Palma No. 6. Col. La Herradura
 Huixquilucan, Edo. Mex., CP 52784
 RFC: PMC1507018K6



innovation + you

Carlos Oswaldo Ramírez González
 Sujeto de Conservación
 I.G.R. No.
 IMSS Mat 99024980

30 JUN 2025

CONSERVACIÓN
 HGR No. 1

Ubicación:
HGR NO 1
Canada 16801
Tijuana
Mexico

Reporte de Prueba y Verificación

Número de Caso: 0125541358
Orden de Servicio: WO-12927455

DETALLES DEL SERVICIO

Nombre del Ingeniero: Humberto VallesAlcala
Estado del Equipo: Pass

Tipo de Evento: Predictive / Preventative Maintenance
Actividad de Servicio: Preventative Maintenance

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Affiniti 50 Ultrasound System
Código del Equipo: 795208

Número de Serie: USO24D1841
Número de Equipo: 114951007
UDI: (01)00884838114173(21)USO24D1841

Min	Max	UoM	Resultado	Conclusión	Comentarios
-----	-----	-----	-----------	------------	-------------

Planned Maintenance

System Information

Software Version	10.0.15
Hardware Version	B.0

Inspection & Cleaning

Query Customer Performance Issues	Pass
Inspect Exterior Periph. & Power Cords.	Pass
Inspect & Clean Trackball	Pass
Inspect & Clean Monitor	Pass
Inspect/Clean Control Panels & Keyboard	Pass
Inspected and cleaned the transducer connector assembly (transducer and system side)?	Yes
Footswitch, Key- & Remote Control Pad	Not Installed
Inspect Casters & Brakes Operation	Pass
Clean/Check System Filters & Fans	Pass
Check Articulation motion.(monitor, etc)	Pass
Check System Battery	Not Installed



Performance & Peripherals

Execute Full Set of System Diagnostics	Pass
Check, Download & Clear Logs	Pass
Perform Hard-disk Maintenance	Pass
Backup of System Settings and Configs.	Pass
Check Operation All User Ctrl's. & Lights	Pass

Min	Max	UoM	Resultado	Conclusión	Comentarios
-----	-----	-----	-----------	------------	-------------

Planned Maintenance

Performance & Peripherals

Check Operation of Major Applications				Pass	
Test Printers				Not Installed	
Check Operation Dig. Recording Devices				Not Installed	
Confirm remote connectivity				Pass	

System Safety General

Protective Earth resistance (≤ 200 mOhm)	200	mOhm	85	Pass	
Earth Leakage Current. NC, Highest val. (≤ 500 μ A)	500	μ A	202	Pass	
Earth Leakage Current. SF. Highest val. (≤ 1000 μ A)	1000	μ A	352	Pass	

Notes

Remarks Engineer

Mantenimiento preventivo junio 2025

Philips Representative Signature:

Humberto Valles

Nombre del Ingeniero: Humberto VallesAlcala

Fecha: Jun 30, 2025

[Signature]
Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
99024980

