



# MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 12  | 11  | 2025 |

| DATOS DEL CLIENTE |                        | DATOS DEL EQUIPO |                                                                       |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| INSTITUCION:      | IMSS-BAJA CALIFORNIA   | MARCA:           | ADVANCED                                                              |
| UNIDAD MEDICA:    | HGR 1 Tijuana          | MODELO:          | PM-2000-XL                                                            |
| CIUDAD:           | TIJUANA                | EQUIPO:          | ISA-PR230100 - MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENT |
| CONTRATO:         | 050GYR040T00424-013-00 | NO. SERIE:       | 360080-M20C06480037                                                   |

Inspección Visual: El equipo se encuentra en buen estado

| Pruebas de funcionamiento         |                                     |                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                   | ✓                                   | X                        |
| ECG (40,60,100,150 lpm)           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PANI (presiones, prueba de fugas) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SpO2                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Temperatura                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CO2 (si aplica)                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gases anestésicos (si aplica)     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bateria                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Otros                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

| Revisión de accesorios   |                                     |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                          | ✓                                   | X                        |
| Cable ECG                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sensor SPO2              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Brazalete/manguera PANI  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sensor temperatura       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Línea de CO2 (si aplica) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Otros                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

| Calibraciones |                                     |                                     |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|               | ✓                                   | X                                   |
| PANI          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pantalla      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gases         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Ajustes/Acciones |                                     |                                     |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                  | ✓                                   | X                                   |
| Limpieza int/ext | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Configuración    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Ajustes          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

El equipo queda funcionando correctamente

12 NOV 2025

CONSERVACIÓN  
HGR No. 1

Jefa María

Ing. Carlos D. Rodríguez Grave  
Jefe Depto. de Conservación  
Hospital General Regional No 1  
Matriculación 24951



Gamadiel Robiero

Nombre y Firma del  
representante de la empresa  
No. Registro: 24