

72003019

CONS.



FECHA		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ REPARACIÓN ☐ SERVICIO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR040T00424-010- COTIZACIÓN: N/A				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES: ☐ LUGAR DE SERVICIO: ☒			
REPORTO FALLA: N/A				ACCESORIOS: ☐ EN SITIO: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
EQUIPO: INCUBADORA DE TRASLADO				MARCA: SAPS			
MODELO: ISOTHERM SCALE				NO. SERIE: SC24-521			
NO. INVENTARIO: NA				SOFTWARE:			
HORAS DE USO EQUIPO: NA				OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA			
HORAS DE USO TURBINA: NA				UBICACIÓN FÍSICA: Tercera planta			
EQUIPO: RECOMENDADO				TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA INTERNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA MECÁNICO DE ELEVACIÓN DE INCUBADORA, VERIFICACIÓN DE CALENTADOR, VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA INTERNA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LAMPARA DE EXAMINACIÓN, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE PASADIZA (EN CASO DE CONTAR CON ELLA), PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
IO/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18.5529063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.							
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:							
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
						CONSERVACIÓN	
NOMBRE COMPLETO: Norman Andrés Carraz Fombres		NOMBRE COMPLETO: Enka Beldiz Lopez		NOMBRE COMPLETO: Javier Zamora Villalobos		H.G.R. No. 1	
PUESTO: Carlos Fombres		PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO: Jefe de Conservación		TIJUANA, B.C.	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"