

# Dräger

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

## Orden de Servicio

N° de Cliente  
1000101

Cliente  
IMSS HRG No 1 Tijuana  
BAJA CALIFORNIA

N° de Orden  
PEG-ASTK-0110 M45937

FSE  
Pedro García



Dato Reporte  
SSOL  
SPED

Problema Reportado  
Mantenimiento Preventivo

| Datos del Equipo         | Descripción              |
|--------------------------|--------------------------|
| Modelo                   | Evita V600               |
| Número de Equipo /Serie: | ASTK-0110                |
| N° de Inventario:        | 202480044352             |
| Ubicación:               | UCIN                     |
| Estado del Equipo:       | Completamente funcional. |

| Pos  | Cantidad | Descripción                                                                                 |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones: |
|      |          | - Revisión del aspecto general.                                                             |
|      |          | - Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.                              |
|      |          | - Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.                           |
|      |          | - Prueba de seguridad eléctrica.                                                            |
|      |          | - Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software                                 |
|      |          | - Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.                                          |
|      |          | - Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.                                        |
|      |          | - Pruebas de modos de ventilación                                                           |
|      |          | - Prueba funcional del sistema de paciente.                                                 |
|      |          | - Limpieza general del equipo.                                                              |
|      |          | Equipo funcionando correctamente                                                            |
|      |          | <br>                                                                                        |
|      |          | *Etiqueta de seguridad: 3122-02-3548                                                        |
| 0001 | 3,0      | S001 Servicio Normal                                                                        |
| 0002 | 1,0      | T001 Desplazamiento Normal                                                                  |
| 0003 | 1,0      | W001 Tiempo de Espera Normal                                                                |
| 0004 | 1,0      |                                                                                             |
| 0005 | 0,0      |                                                                                             |
| 0006 | 0,0      |                                                                                             |
| 0007 | 0,0      |                                                                                             |
| 0008 | 0,0      |                                                                                             |
| 0009 | 0,0      |                                                                                             |
| 0010 | 0,0      |                                                                                             |

Fecha, Firma Técnico Dräger

EJP. Cecylia Ines  
1415 Ordullo López Mat. 99022217

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente



Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramirez González  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No.1  
IMSS Mat 99024980

Pedro García

07/10/2025

Dräger Medical México, S.A. de C.V. (Dräger), con domicilio en Edificio German Centre, Avenida Santa Fe, número 170, interiores 5-4-14, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Los datos personales recabados serán utilizados para las siguientes finalidades primarias: Para comprobar que a través del presente formato, ha recibido por parte de Dräger los servicios profesionales contratados por nuestros Clientes.

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, como los terceros con quien podemos compartir su información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en: [https://www.draeger.com/es\\_mx/Data-Protection](https://www.draeger.com/es_mx/Data-Protection)